



**Versa One Day Toric** es una lente de contacto desechable diaria moldeada bajo demanda. Versa, disponible con **65 esferas, 15 cilindros y 36 ejes**, le ofrece una gama más amplia de opciones de potencias y ejes para ofrecer a sus pacientes una corrección del astigmatismo inigualable en reemplazo diario. Su diseño y material de hidrogel con una trayectoria estable en el mercado proporciona a los pacientes una visión estable y una comodidad excelente durante todo el día, todos los días.

REEMPLAZO	Diaria	
FORMATO	90 Lentes	
GEOMETRÍA	○ Tórica	
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL	Hidrogel (55% H <sub>2</sub> O)	
	Dk	19
	MPa	0.47
	Tinte de manip.	Sí
PARÁMETROS	RB (mm)	8.70
	Ø (mm)	14.40
	ESF (D)	*+/-10.00 (pasos de 0.50D después de +/-6.00D)
	CIL (D)	*-0.75 hasta -5.75 (pasos de 0.50D después de -2.75D)
	EJES (°)	0 a 180 (en pasos de 5°)


#### CONTACTA CON TU DELEGADO COMERCIAL PARA CONOCER MÁS DETALLES

Customer Care: T. 902 111 130 | 91 649 61 21  
 Customer Care: F. 902 111 150 | 91 639 00 18  
 Customer care internacional: T. +34 91 649 61 21  
 mkservices@markennovy.com

# NUESTRA DIFERENCIACIÓN



Enfocados exclusivamente  
en el profesional de la visión




Excepcional combinación de parámetros,  
materiales y geometrías.



Equipo de ópticos al frente de Customer Care



**Individually Yours:**  
Todas las lentes de contacto con la etiqueta  
"Individually Yours" son cuidadosamente  
inspeccionadas y colocadas en el packaging  
final con el nombre del paciente grabado



Entrega rápida – lentes de contacto  
enviadas en 72 horas

\* Campaña de uso opcional, ligada a acuerdo comercial previo.

## CONTACTA CON TU DELEGADO COMERCIAL PARA CONOCER MÁS DETALLES

Customer Care: T. 902 111 130 | 91 649 61 21  
Customer Care: F. 902 111 150 | 91 639 00 18  
Customer care internacional: T. +34 91 649 61 21  
mkservices@markennovy.com

Inspire your eyes  
**markennovy**