



**Versa One Day Toric** est une lentille de contact journalière sur commande. Disponible en **65 sphères, 15 cylindres et 36 axes**, Versa offre une large gamme de puissances et axes pour des patients souhaitant un renouvellement journalier tout en ayant un astigmatisme pouvant aller jusqu'à -5,75 dioptries. Son design et son matériau en hydrogel fournissent aux patients une vision stable et un excellent confort tout au long de la journée, tous les jours de l'année.

RENOUVELLEMENT	Journalier	
BOITE	90 lentilles	
GÉOMÉTRIE	○ Torique	
CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIAU	Hydrogel (55% H <sub>2</sub> O)	
	Dk	19
	MPa	0.47
	Teinte de manip.	Oui
PARAMÈTRES	BC (mm)	8.70
	Ø (mm)	14.40
	SPH (D)	±10.00 ( en pas de 0.50D après +6)
	CYL (D)	-0.75 à -5.75 ( en pas de 0.50D après -2.75)
	AXES (°)	0 à 180 en pas de 5°


**CONTACTEZ VOTRE DÉLÉGUÉ COMMERCIAL POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE**

Customer Care: T. 0800 91 52 73  
 Customer Care: F. 0800 91 53 90  
 Customer care international: +34 91 649 61 24  
 mkservices@markennovy.com

# NOTRE DIFFÉRENCE



Tournés exclusivement vers les professionnels de la vision




Combinaison inégalée de paramètres,  
géométries et matériaux



Aide à l'adaptation dispensée  
par des techniciens spécialisés



Individually Yours



Lentilles d'essai mensuelles sur  
mesure fabriquées en 72 heures

**CONTACTEZ VOTRE DÉLÉGUÉ COMMERCIAL POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE**

Customer Care: T. 0800 91 52 73

Customer Care: F. 0800 91 53 90

Customer care international: +34 91 649 61 24

[mkservices@markennovy.com](mailto:mkservices@markennovy.com)

Inspire your eyes  
**markennovy**