

Xtensa è una lente prodotta partendo dal nostro materiale Hydrogel convenzionale. Offre una gamma di parametri che riescono a soddisfare le prescrizioni standard sferiche, toriche e multifocali. La gamma torica è completata da Xtensa RX, per i portatori le cui esigenze astigmatiche vanno oltre lo standard.

Per maggiori informazioni, contatte il Customer Care


Customer Care: T. 800 719 481
 Customer Care: F. 800 719 427
 Chiamate internazionali: +34 91 649 61 26
ordini@markennovy.com

RICAMBIO	Mensile
CONFEZIONE	Confezione da 3 o 6
GEOMETRIA	<input type="radio"/> Asferica <input type="radio"/> Torica <input checked="" type="radio"/> Multifocale
CARATTERISTICHE DEL MATERIALE	Hydrogel (55% H ₂ O) MPa 0.47 Tinta di Visibilità Si
PARAMETRI	CB (mm) Sferica, Torica 8.70 Multifocale 8.60
	Ø (mm) Sferica, Torica 14.40 Multifocale 14.30
	SF (D) Sferica -10.00 a +8.00 (0.50 oltre ±6.00) Torica -8.00 a +6.00 (0.50 oltre +4.00/-6.00) Multifocale ±10.00 (0.50 oltre +4.00/-6.00)
	CIL (D) -0.75 a -2.75 (0.50)
	ASSI (°) 10° Cil -0.75 a -2.75; 5° Cil -3.25 a -5.75
ADD (D) Low - High	

LA NOSTRA DIFFERENZIAZIONE



Focalizzati esclusivamente sul professionista della visione




Un'eccezionale combinazione
di parametri geometrie e materiali



Customer Care composto da Ottici Optometristi



Individually Yours



Spedizione veloce - lenti diagnostiche spedite entro 72 ore

Per maggiori informazioni, contatte il Customer Care

Customer Care: T. 800 719 481

Customer Care: F. 800 719 427

Chiamate internazionali: +34 91 649 61 26

ordini@markennovy.com