

INDIVIDUALLY CRAFTED

Le nostre lenti morbide personalizzate offrono la più ampia gamma di opzioni disponibili



**Gentle 80** è una lente a contatto morbida a ricambio mensile, costruita su misura. La Gentle 80 si avvale della nuova tecnologia Ori:gen Technology, una nuova generazione di materiali hydrogel progettati appositamente per simulare la superficie della cornea umana. Il contenuto d'acqua dell'80% è una delle caratteristiche che fanno della Gentle 80 la miglior scelta in relazione al comfort per tutto l'arco della giornata, per la salute dell'occhio e per la manipolazione.

**Per maggiori informazioni, contatte il Customer Care**

Customer Care: T. 800 719 481

Customer Care: F. 800 719 427

Chiamate internazionali: +34 91 649 61 26

ordini@markennovy.com

RICAMBIO	Mensile														
CONFEZIONE	Confezione da 3 o 6														
GEOMETRIA	<ul style="list-style-type: none"><li>⊙ Asferica</li><li>⊖ Torica</li><li>⊙ Multifocale</li><li>⊖ Multifocale torica</li></ul>														
CARATTERISTICHE DEL MATERIALE	<p>Ori:gen Technology</p> <p>UV Blocking</p> <p>80% H<sub>2</sub>O</p> <table><tr><td>Dk</td><td>60</td></tr><tr><td>MPa</td><td>0.13</td></tr><tr><td>CoF</td><td>0.05</td></tr><tr><td>Disidratazione</td><td>&lt; 0.50%</td></tr><tr><td>Tinta di Visibilità</td><td>Si</td></tr></table>	Dk	60	MPa	0.13	CoF	0.05	Disidratazione	< 0.50%	Tinta di Visibilità	Si				
Dk	60														
MPa	0.13														
CoF	0.05														
Disidratazione	< 0.50%														
Tinta di Visibilità	Si														
PARAMETRI	<table><tr><td>CB (mm)</td><td>7.10 a 9.80 (0.30)</td></tr><tr><td>Ø (mm)</td><td>13.00 a 16.00 (0.50)</td></tr><tr><td>SF (D)</td><td>±30.00 (0.25)</td></tr><tr><td>CIL (D)</td><td>-0.75 a -8.00 (0.25)</td></tr><tr><td>ASSI (°)</td><td>Tutti (1°)</td></tr><tr><td>ADD (D)</td><td>0.50 a 4.00 (0.50)</td></tr><tr><td>DESIGN MF</td><td>CD - CN</td></tr></table>	CB (mm)	7.10 a 9.80 (0.30)	Ø (mm)	13.00 a 16.00 (0.50)	SF (D)	±30.00 (0.25)	CIL (D)	-0.75 a -8.00 (0.25)	ASSI (°)	Tutti (1°)	ADD (D)	0.50 a 4.00 (0.50)	DESIGN MF	CD - CN
CB (mm)	7.10 a 9.80 (0.30)														
Ø (mm)	13.00 a 16.00 (0.50)														
SF (D)	±30.00 (0.25)														
CIL (D)	-0.75 a -8.00 (0.25)														
ASSI (°)	Tutti (1°)														
ADD (D)	0.50 a 4.00 (0.50)														
DESIGN MF	CD - CN														




Precisi consigli applicativi a portata di mano [markennovy.com/online-fitting-calculator](https://www.markennovy.com/online-fitting-calculator)

Inspire your eyes  
**markennovy**

# LA NOSTRA DIFFERENZIAZIONE



Focalizzati esclusivamente sul professionista della visione




Un'eccezionale combinazione  
di parametri geometrie e materiali



Customer Care composto da Ottici Optometristi



Individually Yours



Spedizione veloce - lenti diagnostiche spedite entro 72 ore

**Per maggiori informazioni, contatte il Customer Care**

Customer Care: T. 800 719 481

Customer Care: F. 800 719 427

Chiamate internazionali: +34 91 649 61 26

[ordini@markennovy.com](mailto:ordini@markennovy.com)