

# WEICHE MONATSLINSEN

## BLU:KIDZ

INDIVIDUALLY CRAFTED

SILIKON-HYDROGEL



**Blu:kidz** ist eine Silikon-Hydrogel-Linse, die einen erste Klasse UV-Schutz mit selektivem Blaulicht-Filter zum Schutz der Augen kombiniert. Es werden 99% der UVB- und 93% der UVA-Strahlung sowie 14 % des schädlichen blau-violetten Lichtspektrums gefiltert. Die jüngere Generation verbringt bereits viel Zeit an den digitalen Endgeräten, die einen sehr hohen Blaulichtanteil besitzen. Die natürlichen Filter des Auges sind in diesem Alter jedoch noch nicht vollständig vorhanden und entwickelt. Mit der Blu:kidz bieten wir Ihnen die Option, dieses Defizit aufzufangen und die Augengesundheit der Kinder zu unterstützen.

-  SPHÄRISCH
-  MULTIFOKAL
-  TORISCH
-  MULTIFOKAL TORISCH






### PARAMETER

<b>BASISKURVE/RADIUS (mm)</b>	6.50 bis 9.80 (0.50 Abstufung)
<b>DURCHMESSER (mm)</b>	11.50 bis 16.50 (0.50 Abstufung)
<b>SPHÄRE (Dpt)</b>	+/- 30.00 (0.25 Abstufung)
<b>ZYLINDER (Dpt)</b>	-0.75 bis -8.00 (0.25 Abstufung)
<b>ACHSEN (°)</b>	Alle (1°)
<b>ADDITION</b>	0.50 bis 4.00 (0.50 Abstufung) CD/CN

### MATERIALEIGENSCHAFTEN

<b>TYP</b>	Filcon 5B (60) [75%]
<b>SELECTIVEN BLAULICHT FILTER</b>	Ja - filtert mindestens 14% des schädlichen blau-violettem Lichtes
<b>1STE KLASSE UV-SCHUTZ</b>	Ja - filtert mindestens 93% von UVA- und 99% von UVB-Licht
<b>WASSERGEHALT</b>	75%
<b>MITTENDICKE (bei -3.00 Dpt)</b>	0.12
<b>DK (ISO 9913-1-1998)</b>	60
<b>DK/T (bei -3.00 Dpt)</b>	48
<b>HANDLINGSTÖNUNG</b>	GRÜN
<b>MODULUS</b>	0.23
<b>UV-SCHUTZ</b>	JA
<b>VERPACKUNGSEINHEIT</b>	3er/6er Boxen
<b>HERSTELLUNGSPROZESS</b>	GEDREHT
<b>CoF</b>	0.09

### OPTISCHES DESIGN



### Brauchen Sie Anpassempfehlung?

Berücksichtigen Sie unseren Anpassleitfaden auf Seite 25.

Die Designparameter der Kontaktlinse können stärkenabhängig variieren.

### SIE BENÖTIGEN ANPASSUNTERSTÜTZUNG? SPRECHEN SIE MIT EINEM UNSERER EXPERTEN

Customer Care DE: 0800 447 4476  
 Customer Care AT: 0800 123 846  
 Customer Care CH: 0800 131 132

mark'envoy gmbh Blumenstr. 19 - 73728 Esslingen

Kontakt AT: Bilosa Handels GmbH  
 Telefon AT: +43 - 512 57 63 86

**mark'envoy**