

WEICHE MONATSLINSEN

SAPHIR RX

INDIVIDUALLY CRAFTED

SILIKON-HYDROGEL



Saphir RX: Sie war die erste individuell gedrehte Monatskontaktlinse aus Silikon-Hydrogel auf dem Markt. Ihren Siegeszug hat diese Linse dem innovativen Silikonhydrogel aus der eigenen Materialforschung zu verdanken. Der Wassergehalt von 75%, eine Dehydration von unter 1% kombiniert mit einem gut abgestimmten Silikonanteil, sorgen für beste Benetzungseigenschaften. Der Tragekomfort wird zusätzlich durch das neue Randedesign unterstützt. Ein Alleskönner bei unkompliziertem Tränenfilm. Sehr gut geeignet für Kunden mit hohem Anspruch an Komfort und Sehleistung.

- SPHÄRISCH
- MULTIFOKAL
- TORISCH
- MULTIFOKAL TORISCH





PARAMETER

BASISKURVE/RADIUS (mm)	6.80 bis 9.80 (0.30 Abstufung)
DURCHMESSER (mm)	13.00 bis 16.00 (0.50 Abstufung)
SPHÄRE (Dpt)	+/-30.00 (0.25 Abstufung)
ZYLINDER (Dpt)	-0.75 bis -8.00 (0.25 Abstufung)
ACHSEN (°)	Alle (1°)
ADDITION	0.50 bis 4.00 (0.50 Abstufung) CD/CN


MATERIALEIGENSCHAFTEN

TYP	Filcon 5B (60) [75%]
WASSERGEHALT	75%
MITTENDICKE (bei -3.00 Dpt)	0.12
DK (ISO 9913-1-1998)	60
DK/T (bei -3.00 Dpt)	48
HANDLINGSTÖNUNG	NEIN
MODULUS	0.24
UV-SCHUTZ	NEIN
VERPACKUNGSEINHEIT	3er/6er Boxen
HERSTELLUNGSPROZESS	Gedrehte
CoF	0.09

OPTISCHES DESIGN



Die Designparameter der Kontaktlinse können stärkenabhängig variieren.



Brauchen Sie Anpassempfehlung?

Berücksichtigen Sie unseren Anpassleitfaden auf Seite 25.

SIE BENÖTIGEN ANPASSUNTERSTÜTZUNG? SPRECHEN SIE MIT EINEM UNSERER EXPERTEN

Customer Care DE: 0800 447 4476
 Customer Care AT: 0800 123 846
 Customer Care CH: 0800 131 132

mark'ennovy gmbh Blumenstr. 19 - 73728 Esslingen

Kontakt AT: Bilosa Handels GmbH
 Telefon AT: +43 - 512 57 63 86

mark'ennovy