

WEICHE MONATSLINSEN

JADE

HYDROGEL



Jade ist eine weiche sphärische Monats-Kontaktlinse, die einen erstklassigen UV-Schutz mit einem selektiven Blaulicht-Filter kombiniert. Sie wird im Moulding-Verfahren hergestellt und bietet Ihnen eine weitere Option, sich gegenüber den Mitbewerbern zu differenzieren. Nutzen Sie die Chance, auch preissensiblen Kunden eine Kontaktlinse anbieten zu können, die vor dem schädlichen blauen Lichtanteil schützt. Lassen Sie Ihren Anteil an sphärischen Kontaktlinsen wieder wachsen!

⊙ ASPHÄRISCH


PARAMETER

BASISKURVE/RADIUS (mm)	8.70
DURCHMESSER (mm)	14.40
SPHÄRE (Dpt)	-10.00 bis +8.00 (0.50 bis ±6.00)

MATERIALEIGENSCHAFTEN

TYP	Filcon 4 (18) [52%]
SELECTIVEN BLAULICHT FILTER	Ja - filtert mindestens 14% des schädlichen blau-violettem Lichtes
1STE KLASSE UV-SCHUTZ	Ja - filtert mindestens 93% von UVA- und 99% von UVB-Licht
WASSERGEHALT	52%
MITTENDICKE (bei -3.00 Dpt)	0.09
DK (ISO 9913-1-1998)	18
DK/t (bei -3.00 Dpt)	22
HANDLINGSTÖNUNG	GRÜN
MODULUS	0.47
VERPACKUNGSEINHEIT	6er Boxen
HERSTELLUNGSPROZESS	MOULDING VERFAHREN

OPTISCHES DESIGN



Die Designparameter der Kontaktlinse können stärkeabhängig variieren.

SIE BENÖTIGEN ANPASSUNTERSTÜTZUNG? SPRECHEN SIE MIT EINEM UNSERER EXPERTEN

Customer Care DE: 0800 447 4476
Customer Care AT: 0800 123 846
Customer Care CH: 0800 131 132

mark'ennovy gmbh Blumenstr. 19 - 73728 Esslingen

Kontakt AT: Bilosa Handels GmbH
Telefon AT: +43 - 512 57 63 86

mark'ennovy