

# WEICHE MONATSLINSEN

## XTENSA


HYDROGEL



**Xtensa** ist unsere bewährte Standard-Hydrogel-Kontaktlinse. Sie wird mit der patentierten Moulding-Präzisions-Technologie gefertigt und überzeugt mit besten Anpasseigenschaften. Xtensa ist eine sehr gute Alternative zu den gängigen Standardlinsen und generiert Ihnen treue Kunden. Grosse Parametervielfalt und einfache Anpassung zeichnet sie aus. Gerade Kontaktlinsträger mit schwierigen Tränenfilmbedingungen fühlen sich mit der Xtensa wohl. Ein preislich sehr attraktives Produkt.



-  ASPHÄRISCH
-  MULTIFOKAL
-  TORISCH

PARAMETER	
BASISKURVE/RADIUS (mm)	SPH. TOR 8.70 MF 8.60
DURCHMESSER (mm)	SPH. TOR 14.40 MF 14.30
SPHÄRE (Dpt)	SPH -10.00 bis +8.00 (0.50 zwischen ±6.00) TOR -8.00 bis +6.00 (0.50 zwischen +4.00 / -6.00) MF ±10.00 (0.50 zwischen +4.00/6.00)
ZYLINDER (Dpt)	-0.75 bis -2.75 (0.50)
ACHSEN (°)	10°
ADDITION	low (1.00-1.50) / High (1.75-2.25) CN / CD



### MATERIALEIGENSCHAFTEN

TYP	Filcon 4 (19) [55%]
WASSERGEHALT	55%
MITTENDICKE (bei -3.00 Dpt)	0.09
DK (ISO 9913-1-1998)	19
DK/t (bei -3.00 Dpt)	22
HANDLINGSTÖNUNG	BLAU
MODULUS	0.47
UV-SCHUTZ	NEIN
VERPACKUNGSEINHEIT	6er Boxen
HERSTELLUNGSPROZESS	MOULDING VERFAHREN



Die Designparameter der Kontaktlinse können stärkenabhängig variieren.

### SIE BENÖTIGEN ANPASSUNTERSTÜTZUNG? SPRECHEN SIE MIT EINEM UNSERER EXPERTEN

Customer Care DE: 0800 447 4476  
Customer Care AT: 0800 123 846  
Customer Care CH: 0800 131 132

mark'ennovy gmbh Blumenstr. 19 - 73728 Esslingen

Kontakt AT: Bilosa Handels GmbH  
Telefon AT: +43 - 512 57 63 86

**mark'ennovy**