

WEICHE 3-MONATSLINSEN

SAPHIR

SILIKON-HYDROGEL



Saphir als 3-Monatslinse bietet Ihnen eine komfortable, gesunde Kontaktlinse aus unserem Silikonhydrogel-Material. Sie ist die ideale Kontaktlinse für Kunden, die eine festere Linse bevorzugen, jedoch nicht auf die Parametervielzahl verzichten möchten.

-  **SPHÄRISCH**
-  **MULTIFOKAL**
-  **TORISCH**
-  **MULTIFOKAL TORISCH**





PARAMETER

BASISKURVE/RADIUS (mm)	6.80 bis 9.80 (0.30 Abstufung)
DURCHMESSER (mm)	13.00 bis 16.00 (0.50 Abstufung)
SPHÄRE (Dpt)	+/-30.00 (0.25 Abstufung)
ZYLINDER (Dpt)	-0.75 bis -8.00 (0.25 Abstufung)
ACHSEN (°)	Alle (1°)
ADDITION	0.50 bis 4.00 (0.50 Abstufung) CD/CN


MATERIALEIGENSCHAFTEN

TYP	Filcon 5B (60) [75%]
WASSERGEHALT	75%
MITTENDICKE (bei -3.00 Dpt)	0.12
DK (ISO 9913-1-1998)	60
DK/T (bei -3.00 Dpt)	48
HANDLINGSTÖNUNG	NEIN
MODULUS	0.24
UV-SCHUTZ	NEIN
VERPACKUNGSEINHEIT	Einzel- & 2er-Pack
HERSTELLUNGSPROZESS	GEDREHT
CoF	0.09

OPTISCHES DESIGN



Die Designparameter der Kontaktlinse können stärkenabhängig variieren.



Brauchen Sie Anpassempfehlung?

Berücksichtigen Sie unseren Anpassleitfaden auf Seite 25.

SIE BENÖTIGEN ANPASSUNTERSTÜTZUNG? SPRECHEN SIE MIT EINEM UNSERER EXPERTEN

Customer Care DE: 0800 447 4476
Customer Care AT: 0800 123 846
Customer Care CH: 0800 131 132

mark'envoy gmbh Blumenstr. 19 - 73728 Esslingen

Kontakt AT: Bilosa Handels GmbH
Telefon AT: +43 - 512 57 63 86

mark'envoy