

# WEICHE MONATSLINSEN

## BLU:SENTIALS

SILIKON-HYDROGEL






**Blu:sentials** ist eine Silikon-Hydrogel-Linse, die einen erste Klasse UV-Schutz mit selektivem Blaublicht-Filter zum Schutz der Augen gegen mindestens 99% der UVB-Strahlen, 93% der UVA-Strahlen und 14% des schädlichen blau-violetten Lichts kombiniert. Ihre Auswahl an Standard-Parametern gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Kunden mit einem erstklassigen UV Schutz und Blaublicht Filter auszustatten. Diese Kontaktlinse schützt die Augen vor UV- und Blaublicht. Eine super Wahl bei unseren Jung-Presbyopen.



### PARAMETER


BASISKURVE/RADIUS (mm)	8.30 bis 8.90
DURCHMESSER (mm)	14.50 und 15.00
SPHÄRE (Dpt)	-8.00 bis +6.00 (0.25 Abstufung)
ZYLINDER (Dpt)	-0.75 bis -2.75 (0.50 Abstufung)
ACHSEN (°)	Alle 10°
ADDITION	0.50 bis 2.50 (0.50 Abstufung) CD / CN

### OPTISCHES DESIGN



### MATERIALEIGENSCHAFTEN

TYP	Filcon 5B (60) [75%]
SELECTIVEN BLAULICHT FILTER	Ja - filtert mindestens 14% des schädlichen blau-violettem Lichtes
1STE KLASSE UV-SCHUTZ	Ja - filtert mindestens 93% von UVA- und 99% von UVB-Licht
WASSERGEHALT	75%
MITTENDICKE (bei -3.00 DPT)	0.23
DK (ISO 9913-1-1998)	60
DK/T (bei -3.00 DPT)	48
HANDLINGSTÖNUNG	GRÜN
MODULUS	0.25
VERPACKUNGSEINHEIT	3er/6er Boxen
HERSTELLUNGSPROZESS	GEDREHT
CoF	0.09



### Brauchen Sie Anpassempfehlung?

Berücksichtigen Sie unseren Anpassleitfaden auf Seite 25.

Die Designparameter der Kontaktlinse können stärkenabhängig variieren.

### SIE BENÖTIGEN ANPASSUNTERSTÜTZUNG? SPRECHEN SIE MIT EINEM UNSERER EXPERTEN

Customer Care DE: 0800 447 4476  
Customer Care AT: 0800 123 846  
Customer Care CH: 0800 131 132

mark'envoy gmbh Blumenstr. 19 - 73728 Esslingen

Kontakt AT: Bilosa Handels GmbH  
Telefon AT: +43 - 512 57 63 86

mark'envoy