

WEICHE MONATSLINSEN

XTENSA RX

HYDROGEL



Xtensa Rx ist aus unserem bewährten Hydrogel mit 55% Wassergehalt gefertigt. Sie verfügt über einen deutlich erweiterten Lieferbereich und eignet sich sehr gut für Kontaktlinienträger mit Ablagerungsproblematik.




PARAMETER

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| BASISKURVE/RADIUS (mm) | 8.70 |
| DURCHMESSER (mm) | 14.40 |
| SPHÄRE (Dpt) | ±10.00 (0.50 zwischen +4.00/-6.00) |
| ZYLINDER (Dpt) | -0.75 bis -5.75 (0.50) |
| ACHSEN (°) | Alle (10°) |

MATERIALEIGENSCHAFTEN

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| TYP | Filcon 4 (19) [55%] |
| WASSERGEHALT | 55% |
| MITTENDICKE (bei -3.00 Dpt) | 0.09 |
| DK (ISO 9913-1-1998) | 19 |
| DK/t (bei -3.00 Dpt) | 22 |
| HANDLINGSTÖNUNG | BLAU |
| MODULUS | 0.47 |
| UV-SCHUTZ | NEIN |
| VERPACKUNGSEINHEIT | 3er Boxen |
| HERSTELLUNGSPROZESS | GEDREHT |

OPTISCHES DESIGN



Die Designparameter der Kontaktlinse können stärkenabhängig variieren.

SIE BENÖTIGEN ANPASSUNTERSTÜTZUNG? SPRECHEN SIE MIT EINEM UNSERER EXPERTEN

Customer Care DE: 0800 447 4476
Customer Care AT: 0800 123 846
Customer Care CH: 0800 131 132

mark'ennovy gmbh Blumenstr. 19 - 73728 Esslingen

Kontakt AT: Bilosa Handels GmbH
Telefon AT: +43 - 512 57 63 86

mark'ennovy