

WEICHE 3-MONATSLINSEN

EQUILIBRIA

HYDROGEL



Equilibria ist eine Hydrogel-Kontaktlinse mit 59%igem Wassergehalt. Sie ist eine gute Alternative für Kunden, die mit Silikonhydrogelen Schwierigkeiten haben. Besonders geeignet für alle Träger mit Ablagerungsneigung oder Benetzungsproblemen.

- SPHÄRISCH
- MULTIFOKAL
- TORISCH
- MULTIFOKAL TORISCH


PARAMETER	
BASISKURVE/RADIUS (mm)	7.70 bis 9.80 (0.30)
DURCHMESSER (mm)	14.50
SPHÄRE (Dpt)	SPH, TOR: ±30.00 (0.25) MF, MFT: ±23.00 (0.25)
ZYLINDER (Dpt)	-0.75 bis -8.00 (0.25)
ACHSEN (°)	Alle (5°)
ADDITION	1.00 bis 3.00 (0.50)

OPTISCHES DESIGN

SPHÄRISCH




TORISCH



MULTIFOKAL



MULTIFOKAL TORISCH



MATERIALEIGENSCHAFTEN

TYP	Filcon 2 (24) [59%]
WASSERGEHALT	59%
DK (ISO 9913-1-1998)	24
HANDLINGSTÖNUNG	BLAU
MODULUS	0.31
VERPACKUNGSEINHEIT	EINZEL & 2ER PACK
HERSTELLUNGSPROZESS	GEDREHT
CoF	1.17

Berechnung der Linse

LØ (mm)	14.50
BK (mm)	7.70 - 9.80
Anpassempfehlung $K_m = (K1+K2)/2$	0.8

Die Designparameter der Kontaktlinse können stärkeabhängig variieren.

SIE BENÖTIGEN ANPASSUNTERSTÜTZUNG? SPRECHEN SIE MIT EINEM UNSERER EXPERTEN

Customer Care DE: 0800 447 4476
Customer Care AT: 0800 123 846
Customer Care CH: 0800 131 132

mark'ennovy gmbh Blumenstr. 19 - 73728 Esslingen

Kontakt AT: Bilosa Handels GmbH
Telefon AT: +43 - 512 57 63 86

mark'ennovy