

WEICHE MONATSLINSEN

BRILLIANT

SILIKON-HYDROGEL






Brilliant easy fit ist unser neustes Familienmitglied. Verbinden Sie die besten Eigenschaften einer Silikonhydrogel-Kontaktlinse mit den Möglichkeiten einer individuellen Anpassung. Werden Sie wieder achtsam gegenüber den anatomischen Gegebenheiten des Kundenauges. Die Brilliant easy fit mit ihrem erweiterten Parameterbereich bei Basiskurve und Durchmesser lässt Sie wieder zum Sehexperten werden. Nutzen Sie die Differenzierung und schaffen Sie sich loyale Kunden. Wir unterstützen Sie mit unserem preislich sehr attraktiven Produkt. Die Addition startet bei 0,50 Dpt. So können Sie diese Linse als Wellness-Kontaktlinse bei Frühpresbyopen oder als Bildschirm-Kontaktlinse anbieten.




PARAMETER	
BASISKURVE/RADIUS (mm)	8.30 bis 8.90
DURCHMESSER (mm)	14.50 und 15.00
SPHÄRE (Dpt)	-8.00 bis +6.00 (0.25 Abstufung)
ZYLINDER (Dpt)	-0.75 bis -2.75 (0.50 Abstufung)
ACHSEN (°)	Alle 10°
ADDITION	0.50 bis 2.50 (0.50 Abstufung)

MATERIALEIGENSCHAFTEN	
TYP	Filcon 5B (60) [75%]
WASSERGEHALT	75%
MITTENDICKE (bei -3.00 DPT)	0.15mm
DK (ISO 9913-1-1998)	60
DK/T (bei -3.00 DPT)	48
HANDLINGSTÖNUNG	NEIN
MODULUS	0.24
UV-SCHUTZ	NEIN
VERPACKUNGSEINHEIT	3er/6er Boxen
HERSTELLUNGSPROZESS	GEDREHTE
CoF	0.09

OPTISCHES DESIGN



Die Designparameter der Kontaktlinse können stärkenabhängig variieren.



Brauchen Sie Anpassempfehlung?

Berücksichtigen Sie unseren Anpassleitfaden auf Seite 25.

SIE BENÖTIGEN ANPASSUNTERSTÜTZUNG? SPRECHEN SIE MIT EINEM UNSERER EXPERTEN

Customer Care DE: 0800 447 4476
Customer Care AT: 0800 123 846
Customer Care CH: 0800 131 132

mark'envoy gmbh Blumenstr. 19 - 73728 Esslingen

Kontakt AT: Bilosa Handels GmbH
Telefon AT: +43 - 512 57 63 86

mark'envoy