

SEVEN RX

HYDROGEL



Seven RX ist unsere Wochenlinse, die aus unserem bewährtem Hydrogel-Material entwickelt wurde. Sie wird im Drehverfahren hergestellt und bietet eine grosse Parametervielfalt.




PARAMETER

BASISKURVE/RADIUS (mm)	8.70
DURCHMESSER (mm)	14.40
SPHÄRE (Dpt)	±10.00 (0.50 zwischen +4.00/-6.00)
ZYLINDER (Dpt)	-0.75 bis -5.75 (0.50)
ACHSEN (°)	Alle (5°)

MATERIALEIGENSCHAFTEN

TYP	Filcon 4 (19) [55%]
WASSERGEHALT	55%
MITTENDICKE (bei -3.00 Dpt)	0.10
DK (ISO 9913-1-1998)	19
DK/t (bei -3.00 Dpt)	19
HANDLINGSTÖNUNG	BLAU
UV-SCHUTZ	NEIN
VERPACKUNGSEINHEIT	12er Boxen
HERSTELLUNGSPROZESS	GEDREHTE

OPTISCHES DESIGN



Die Designparameter der Kontaktlinse können stärkenabhängig variieren.

SIE BENÖTIGEN ANPASSUNTERSTÜTZUNG? SPRECHEN SIE MIT EINEM UNSERER EXPERTEN

Customer Care DE: 0800 447 4476
Customer Care AT: 0800 123 846
Customer Care CH: 0800 131 132

mark'ennovy gmbh Blumenstr. 19 - 73728 Esslingen

Kontakt AT: Bilosa Handels GmbH
Telefon AT: +43 - 512 57 63 86