

WOCHENTAUSCH

SEVEN




HYDROGEL



Seven ist unsere Wochenlinse, die aus unserem bewährtem Hydrogel-Material entwickelt wurde. Sie wird mit unserer Moulding-Präzisions-Technologie hergestellt und bietet eine grosse Parametervielfalt.

- ⊙ ASPHÄRISCH
- ⊙ MULTIFOKAL
- ⊙ TORISCH

PARAMETER	
BASISKURVE/RADIUS (mm)	SPH. TOR 8.70 MF 8.60
DURCHMESSER (mm)	SPH. TOR 14.40 MF 14.30
SPHÄRE (Dpt)	SPH -10.00 bis +8.00 (0.50 zwischen ±6.00) TOR -8.00 bis +6.00 (0.50 zwischen +4.00 / -6.00) MF ±10.00 (0.50 zwischen +4.00/-6.00)
ZYLINDER (Dpt)	-0.75 bis -2.75 (0.50)
ACHSEN (°)	Alle (10°)
ADDITION	CN +1,25/+2,25 CD +1,50/+2,50



Die Designparameter der Kontaktlinse können stärkeabhängig variieren.

MATERIALEIGENSCHAFTEN

TYP	Filcon 4 (19) [55%]
WASSERGEHALT	55%
MITTENDICKE (bei -3.00 Dpt)	0.10
DK (ISO 9913-1-1998)	19
DK/t (bei -3.00 Dpt)	19
HANDLINGSTÖNUNG	BLAU
UV-SCHUTZ	NEIN
VERPACKUNGSEINHEIT	12er Boxen
HERSTELLUNGSPROZESS	MOULDING VERFAHREN

SIE BENÖTIGEN ANPASSUNTERSTÜTZUNG? SPRECHEN SIE MIT EINEM UNSERER EXPERTEN

Customer Care DE: 0800 447 4476
Customer Care AT: 0800 123 846
Customer Care CH: 0800 131 132

mark'ennovy gmbh Blumenstr. 19 - 73728 Esslingen

Kontakt AT: Bilosa Handels GmbH
Telefon AT: +43 - 512 57 63 86

mark'ennovy