


TAGESLINSEN

INDIGO

HYDROGEL



IndiGO ist die erste weiche Kontaktlinse für den täglichen Gebrauch, die einen UV-Filter der Klasse I und eine selektive Blaulichtblockierung kombiniert, die das Auge vor UV-A, UV-B und blau-violettem Licht schützt, das von der Sonne, LED-Umgebungsbeleuchtung und digitalen Geräten stammt. Die mit unserer patentierten Mikropräzisionstechnologie hergestellte IndiGO bietet myopen und hyperopen Kontaktlinsenträgern nicht nur Schutz vor UV- und blauvioletttem Licht, sondern auch stabiles Sehen und ausgezeichneten ganztägigen Tragekomfort.

 **ASPHÄRISCH**


PARAMETER

BASISKURVE/RADIUS (mm)	8.70
DURCHMESSER (mm)	14.40
SPHÄRE (Dpt)	-10.00 bis +8.00 (0.50 bis ± 6.00)

MATERIALEIGENSCHAFTEN

TYP	Filcon 4 (18) [52%]
SELEKTIVER BLAULICHT FILTER	Ja - filtert mindestens 14% des schädlichen blau-violettem Lichtes
1STE KLASSE UV-SCHUTZ	Ja - filtert mindestens 93% von UVA- und 99% von UVB-Licht
WASSERGEHALT	52%
MITTENDICKE (bei -3.00 Dpt)	0.09
DK (ISO 9913-1-1998)	18
DK/t (bei -3.00 Dpt)	20
HANDLINGSTINT	GRÜN
MODULUS	0.47
VERPACKUNGSEINHEIT	15er / 30er Boxen
HERSTELLUNGSPROZESS	MOULDING VERFAHREN

OPTISCHES DESIGN



Die Designparameter der Kontaktlinse können stärkenabhängig variieren.

SIE BENÖTIGEN ANPASSUNTERSTÜTZUNG? SPRECHEN SIE MIT EINEM UNSERER EXPERTEN

Customer Care DE: 0800 447 4476
Customer Care AT: 0800 123 846
Customer Care CH: 0800 131 132
FAX: 0034 91 639 00 18
E-mail: order@mark'ennovy.com

mark'ennovy gmbh Blumenstr. 19 - 73728 Esslingen

Kontakt AT: Bilosa Handels GmbH
Telefon AT: +43 - 512 57 63 86

mark'ennovy