

PRODUKTKATALOG 2024

INDIVIDUELLE KONTAKTLINSEN

Damit Sie das Leben unbeschwert genießen können

**SSIE BENÖTIGEN ANPASSUNTERSTÜTZUNG?
SPRECHEN SIE MIT EINEM UNSERER EXPERTEN!**

CUSTOMER CARE DE: 0800 447 4476

CUSTOMER CARE AT: 0800 123 846

FAX: +34 91 639 0018

E-MAIL: order@markennovy.com

MARK'ENNOVY GMBH

BLUMENSTR: 19 - 73728 ESSLINGEN

BILOSA HANDELS GMBH - +43 512 57 63 86

INDEX

MYOPIE-MANAGEMENT	01
MYLO	02
WEICHE MONATSLINSEN	03
Blu:gen	04
EDOF	05
Gentle 59	06
Gentle 80	07
Saphir RX	08
Blu:kidz	09
Blu:ssentials	10
Brilliant	11
Xtensa RX	12
Xtensa SiHy	13
WOCHENTAUSCH	14
Seven RX	15
WEICHE 3-MONATSLINSEN	16
Equilibria	17
Quattro	18
Saphir	19
WEITERE KONTAKTLINSEN	20
Quattro	21
SPH 5 5T	22
KONTAKTLINSEN -PFLEGE	23
Kombilösung	24
Peroxidsystem	25

**SIE BENÖTIGEN ANPASSUNTERSTÜTZUNG?
SPRECHEN SIE MIT EINEM UNSERER EXPERTEN!**

CUSTOMER CARE DE: 0800 447 4476

CUSTOMER CARE AT: 0800 123 846

FAX: +34 91 639 0018

E-MAIL: order@markennovy.com

MARK'ENNOVY GMBH

BLUMENSTR. 19 - 73728 ESSLINGEN

BILOSA HANDELS GMBH - +43 512 57 63 86

MYOPIE- MANAGEMENT

MYOPIE-MANAGEMENT

MYLO

INDIVIDUALLY CRAFTED

SILIKON-HYDROGEL



MYLO ist eine zertifizierte und individuell gefertigte Silikon-Hydrogel-Kontaktlinse, die speziell für das Myopie-Management entwickelt wurde. Sie basiert auf der patentierten EDOF-Technologie (Extended Depth of Focus) des Brien Holden Vision Institute. MYLO verlangsamt das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit und garantiert, durch die Vielzahl an Parameter, die bestmögliche Anpassung der Linse an das Auge. Unser Silikon-Hydrogel-Material besitzt einen niedrigen Reibungskoeffizienten und Modulus, welche den Tragekomfort der Linse über den Tag deutlich erhöhen.



EDOF



EDOF TORIC


PARAMETER

Basiskurven (mm)	7.10 bis 9.80 (0.30-Schritte)
Durchmesser (mm)	13.50 bis 15.50 (0.50-Schritte)
Sphären (Dpt)	-0.25 bis -15.00 (0.25-Schritte)
Zylinder (Dpt)	-0.75 bis -8.00 (0.25-Schritte)
Achsen (°)	Alle (1°)


MATERIALEIGENSCHAFTEN

Typ	Filcon 5b (60) [75%]
DK (ISO 9913-1-1998)	60
DK/t (-3.00 Dpt)	50
Wassergehalt	75%
Mittendicke (bei -3.00 Dpt)	0.12
Cof	0.02
Modulus	0.33
UV-schutz	1ste Klasse
Handlingstönung	Blau
Verpackungseinheit	3er/6er Boxen
Herstellungsprozess	Gedreht


STÄRKENPROFIL & LINSEN DESIGNS



EDOF



EDOF TORIC



SSIE BENÖTIGEN ANPASSUNTERSTÜTZUNG? SPRECHEN SIE MIT EINEM UNSERER EXPERTEN!

CUSTOMER CARE DE: 0800 447 4476

CUSTOMER CARE AT: 0800 123 846

FAX: +34 91 639 0018

E-MAIL: order@markennovy.com

MARK'ENNOVY GMBH

BLUMENSTR. 19 - 73728 ESSLINGEN

BILOSA HANDELS GMBH - +43 512 57 63 86

markennovy


WEICHE MONATSLINSEN

INDIVIDUELLE WEICHE MONATSLINSE

BLU:GEN

INDIVIDUALLY CRAFTED

SILIKON-HYDROGEL



Blu:gen ist eine Silikon-Hydrogel-Linse, die einen erste Klasse UV-Schutz mit selektivem Blaulicht-Filter zum Schutz der Augen gegen mindestens 99% der UVB-Strahlen, 93% der UVA-Strahlen und 14% des schädlichen blau-violetten Lichts kombiniert. Das Material mit hohem Wasseranteil und geringer Dehydrierung bietet den niedrigsten Modulus aller Silikon-Hydrogel-Linsen auf dem Markt (0.25 Mpa) und ermöglicht dem Träger damit ein gesundes, komfortables Trageerlebnis über den ganzen Tag.


-  **SPHÄRISCH**
-  **MULTIFOKAL**
-  **TORISCH**
-  **MULTIFOKAL TORISCH**

PARAMETER


Basiskurven (mm)	6.50 bis 9.80 (0.30-Schritte)
Durchmesser (mm)	11.50 bis 16.50 (0.50-Schritte)
Sphären (Dpt)	±30.00 (0.25-Schritte)
Zylinder (Dpt)	-0.75 bis -8.00 (0.25-Schritte)
Achsen (°)	Alle (1°)
Additionen	0.50 bis 4.00 (0.25-Schritte) CD/CN

OPTISCHES DESIGN


SPHÄRISCH




TORISCH



MULTIFOKAL



MULTIFOKAL TORISCH



MATERIALEIGENSCHAFTEN

Typ	Filcon 5B (60) [75%]
DK (ISO 9913-1-1998)	60
DK/t (-3.00 Dpt)	50
Wassergehalt	75%
Mittendicke (bei -3.00 Dpt)	0.12
Cof	0.05
Modulus	0.25
UV-schutz	1ste Klasse
Blaulicht filter	Ja
Handlingstönung	Grün
Verpackungseinheit	3er/6er Boxen
Herstellungsprozess	Gedreht

Die Designparameter der Kontaktlinse können stärkeabhängig variieren.

SSIE BENÖTIGEN ANPASSUNTERSTÜTZUNG? SPRECHEN SIE MIT EINEM UNSERER EXPERTEN!

CUSTOMER CARE DE: 0800 447 4476
 CUSTOMER CARE AT: 0800 123 846
 FAX: +34 91 639 0018
 E-MAIL: order@markennovy.com
 MARK'ENNOVY GMBH
 BLUMENSTR: 19 - 73728 ESSLINGEN
 BILOSA HANDELS GMBH - +43 512 57 63 86

markennovy

INDIVIDUELLE WEICHE MONATSLINSE

EDOF

INDIVIDUALLY CRAFTED

SILIKON-HYDROGEL



EDOF ist eine individuell gefertigte Monatskontaktlinse, die speziell für den alterssichtigen Kunden entwickelt wurde. Sie basiert auf der patentierten Extended Depth of Focus-Technologie des Brien Holden Vision Institute. EDof-Kontaktlinsen sorgen für eine kontraststarke Sicht in allen Entfernungen und bieten somit ein sehr natürliches Seherlebnis. Das Silikon-Hydrogel-Material besitzt einen niedrigen Reibungskoeffizienten und Modulus, welche den Tragekomfort der Linse über den Tag deutlich erhöhen. Die Vielzahl an Parameter garantieren zudem, den bestmöglichen Sitz der Linse auf dem Auge.



EDOF





EDOF TORIC

PARAMETER

Basiskurven (mm)	7.10 bis 9.80 (0.30-Schritte)
Durchmesser (mm)	13.50 bis 15.50 (0.50-Schritte)
Sphären (Dpt)	-18.00 bis +18.00 (0.25-Schritte)
Zylinder (Dpt)	-0.75 bis -8.00 (0.25-Schritte)
Achsen (°)	Alle (1°)
Additionen	0.75 1.50 2.25


STÄRKENPROFIL & LINSEN DESIGNS




MATERIALEIGENSCHAFTEN

Typ	Filcon 5B (60) [75%]
DK (ISO 9913-1-1998)	60
DK/t (-3.00 Dpt)	50
Wassergehalt	75%
Mittendicke (bei -3.00 Dpt)	0.12
Cof	0.02
Modulus	0.33
UV-schutz	1ste Klasse
Handlingstönung	Blau
Verpackungseinheit	3er/6er Boxen
Herstellungsprozess	Gedreht

EDOF



EDOF TORIC



SSIE BENÖTIGEN ANPASSUNTERSTÜTZUNG? SPRECHEN SIE MIT EINEM UNSERER EXPERTEN!

CUSTOMER CARE DE: 0800 447 4476

CUSTOMER CARE AT: 0800 123 846

FAX: +34 91 639 0018

E-MAIL: order@markennovy.com

MARK'ENNOVY GMBH

BLUMENSTR: 19 - 73728 ESSLINGEN

BILOSA HANDELS GMBH - +43 512 57 63 86

markennovy

INDIVIDUELLE WEICHE MONATSLINSE

GENTLE 59

INDIVIDUALLY CRAFTED

ORI:GEN TECHNOLOGY



Gentle 59 ist eine biomimetische Hydrogel-Kontaktlinse mit einem mittleren Wassergehalt (59%). Diese Kontaktlinse ist unser Allround-Talent. Sie lässt sich sehr leicht anpassen, hat ein ausgewogenes Design und bietet einen angenehmen Tragekomfort, auch bei trockenen Augen. Die Gentle 59 ist ein Hydrogel der neuesten Generation und besticht durch eine sehr geringe Dehydrierung. Dadurch wird eine gleichbleibende Qualität von Sitz und Komfort der Kontaktlinse über die gesamte Tragedauer garantiert. Hervorragende Benetzungseigenschaften zeichnen die Gentle 59 aus. Ganz besonders für Kontaktlinsträger mit lipid- oder partikelhaltigen Tränenfilm geeignet.


-  **SPHÄRISCH**
-  **MULTIFOKAL**
-  **TORISCH**
-  **MULTIFOKAL TORISCH**

PARAMETER


Basiskurven (mm)	7.10 bis 9.80 (0.30-Schritte)
Durchmesser (mm)	13.00 bis 16.00 (0.50-Schritte)
Sphären (Dpt)	±30.00 (0.25-Schritte)
Zylinder (Dpt)	-0.75 bis -8.00 (0.25-Schritte)
Achsen (°)	Alle (1°)
Additionen	0.50 bis 4.00 (0.50-Schritte) CD/CN

OPTISCHES DESIGN


SPHÄRISCH




TORISCH



MULTIFOKAL



MULTIFOKAL TORISCH



MATERIALEIGENSCHAFTEN

Typ	Filcon 2 (30) [59%]
DK (ISO 9913-1-1998)	30
DK/t (-3.00 Dpt)	25
Wassergehalt	59%
Mittendicke (bei -3.00 Dpt)	0.12
Cof	0.05
Modulus	0.36
Handlungstönung	Blau
Verpackungseinheit	3er/6er Boxen
Herstellungsprozess	Gedreht

Die Designparameter der Kontaktlinse können stärkenabhängig variieren.

**SSIE BENÖTIGEN ANPASSUNTERSTÜTZUNG?
SPRECHEN SIE MIT EINEM UNSERER EXPERTEN!**

CUSTOMER CARE DE: 0800 447 4476

CUSTOMER CARE AT: 0800 123 846

FAX: +34 91 639 0018

E-MAIL: order@markennovy.com

MARK'ENNOVY GMBH

BLUMENSTR: 19 - 73728 ESSLINGEN

BILOSA HANDELS GMBH - +43 512 57 63 86

markennovy

INDIVIDUELLE WEICHE MONATSLINSE

GENTLE 80

INDIVIDUALLY CRAFTED

ORI:GEN TECHNOLOGY



Gentle 80 ist eine biomimetische Hydrogel-Kontaktlinse der neuesten Generation. Diese Linse soll die Eigenschaften der Hornhaut in Bezug auf ihren Wassergehalt und ihre Oberfläche imitieren. Gentle 80 besitzt die gleiche Sauerstoffdurchlässigkeit (DK60) wie unsere Silikonhydrogel-Linsen. Sie eignet sich für alle Linsenträger mit sehr empfindlichen Augen und hohem Komfortanspruch. Ohne Silikonanteil wird eine hervorragende Benetzung der Kontaktlinse erzielt. Gentle 80 empfehlen wir besonders bei trockenen Augen und wässrigem Tränenfilm. Die HD-Optik bei der Gentle 80 – asphärisches Vorderflächendesign – steigert die Kontraste!


-  **SPHÄRISCH**
-  **MULTIFOKAL**
-  **TORISCH**
-  **MULTIFOKAL TORISCH**

PARAMETER


Basiskurven (mm)	7.10 bis 9.80 (0.30-Schritte)
Durchmesser (mm)	13.00 bis 16.00 (0.50-Schritte)
Sphären (Dpt)	±30.00 (0.25-Schritte)
Zylinder (Dpt)	-0.75 bis -8.00 (0.25-Schritte)
Achsen (°)	Alle (1°)
Additionen	0.50 bis 4.00 (0.50-Schritte) CD/CN

OPTISCHES DESIGN


SPHÄRISCH




TORISCH



MULTIFOKAL



MULTIFOKAL TORISCH



MATERIALEIGENSCHAFTEN

Typ	Filcon 2 (60) [80%]
DK (ISO 9913-1-1998)	60
DK/t (-3.00 Dpt)	50
Wassergehalt	80%
Mittendicke (bei -3.00 Dpt)	0.12
Cof	0.06
Modulus	0.16
UV-schutz	1ste Klasse
Handlingstönung	Blau
Verpackungseinheit	3er/6er Boxen
Herstellungsprozess	Gedreht

Die Designparameter der Kontaktlinse können stärkenabhängig variieren.

SSIE BENÖTIGEN ANPASSUNTERSTÜTZUNG? SPRECHEN SIE MIT EINEM UNSERER EXPERTEN!

CUSTOMER CARE DE: 0800 447 4476
 CUSTOMER CARE AT: 0800 123 846
 FAX: +34 91 639 0018
 E-MAIL: order@markennovy.com
 MARK'ENNOVY GMBH
 BLUMENSTR: 19 - 73728 ESSLINGEN
 BILOSA HANDELS GMBH - +43 512 57 63 86

markennovy

INDIVIDUELLE WEICHE MONATSLINSE

SAPHIR RX

INDIVIDUALLY CRAFTED

SILIKON-HYDROGEL



Saphir RX Sie war die erste individuell gedrehte Monatskontaktlinse aus Silikon-Hydrogel auf dem Markt. Ihren Siegeszug hat diese Linse dem innovativen Silikonhydrogel aus der eigenen Materialforschung zu verdanken. Der Wassergehalt von 75%, eine Dehydratation von unter 1% kombiniert mit einem gut abgestimmten Silikonanteil, sorgen für beste Benetzungseigenschaften. Der Tragekomfort wird zusätzlich durch das neue Randdesign unterstützt. Ein Alleskönner bei unkompliziertem Tränenfilm. Sehr gut geeignet für Kunden mit hohem Anspruch an Komfort und Sehleistung.


-  **SPHÄRISCH**
-  **MULTIFOKAL**
-  **TORISCH**
-  **MULTIFOKAL TORISCH**

PARAMETER


Basiskurven (mm)	6.80 bis 9.80 (0.30-Schritte)
Durchmesser (mm)	13.00 bis 16.00 (0.50-Schritte)
Sphären (Dpt)	±30.00 (0.25-Schritte)
Zylinder (Dpt)	-0.75 bis -8.00 (0.25-Schritte)
Achsen (°)	Alle (1°)
Additionen	0.50 bis 4.00 (0.50-Schritte) CD/CN

OPTISCHES DESIGN


SPHÄRISCH




TORISCH



MULTIFOKAL



MULTIFOKAL TORISCH



MATERIALEIGENSCHAFTEN

Typ	Filcon 5B (60) [75%]
DK (ISO 9913-1-1998)	60
DK/t (-3.00 Dpt)	50
Wassergehalt	75%
Mittendicke (bei -3.00 Dpt)	0.12
Cof	0.02
Modulus	0.33
UV-schutz	1ste Klasse
Handlingstönung	Blau
Verpackungseinheit	3er/6er Boxen
Herstellungsprozess	Gedreht

Die Designparameter der Kontaktlinse können stärkenabhängig variieren.

SSIE BENÖTIGEN ANPASSUNTERSTÜTZUNG? SPRECHEN SIE MIT EINEM UNSERER EXPERTEN!

CUSTOMER CARE DE: 0800 447 4476

CUSTOMER CARE AT: 0800 123 846

FAX: +34 91 639 0018

E-MAIL: order@markennovy.com

MARK'ENNOVY GMBH

BLUMENSTR. 19 - 73728 ESSLINGEN

BILOSA HANDELS GMBH - +43 512 57 63 86

markennovy

INDIVIDUELLE WEICHE MONATSLINSE

BLU:KIDZ

INDIVIDUALLY CRAFTED

SILIKON-HYDROGEL



Blu:kidz ist eine Silikon-Hydrogel-Linse, die einen erste Klasse UV-Schutz mit selektivem Blaulicht-Filter zum Schutz der Augen kombiniert. Es werden 99% der UVB- und 93% der UVA-Strahlung sowie 14 % des schädlichen blau-violetten Lichtspektrums gefiltert.

Die jüngere Generation verbringt bereits viel Zeit an den digitalen Endgeräten, die einen sehr hohen Blaulichtanteil besitzen. Die natürlichen Filter des Auges sind in diesem Alter jedoch noch nicht vollständig vorhanden und entwickelt. Mit der Blu:kidz bieten wir Ihnen die Option, dieses Defizit aufzufangen und die Augengesundheit der Kinder zu unterstützen.

- SPHÄRISCH
- TORISCH
- MULTIFOKAL
- MULTIFOKAL TORISCH

PARAMETER


Basiskurven (mm)	6.50 bis 9.80 (0.30-Schritte)
Durchmesser (mm)	11.50 bis 16.50 (0.50-Schritte)
Sphären (Dpt)	±30.00 (0.25-Schritte)
Zylinder (Dpt)	-0.75 bis -8.00 (0.25-Schritte)
Achsen (°)	Alle (1°)
Additionen	0.50 bis 4.00 (0.25-Schritte) CD/CN

MATERIALEIGENSCHAFTEN


Typ	Filcon 5B (60) [75%]
DK (ISO 9913-1-1998)	60
DK/t (-3.00 Dpt)	50
Wassergehalt	75%
Mittendicke (bei -3.00 Dpt)	0.12
Cof	0.05
Modulus	0.25
UV-schutz	1ste Klasse
Blaulicht filter	Ja
Handlingstönung	Grün
Verpackungseinheit	3er/6er Boxen
Herstellungsprozess	Gedreht

OPTISCHES DESIGN


SPHÄRISCH




TORISCH



MULTIFOKAL



MULTIFOKAL TORISCH



Die Designparameter der Kontaktlinse können stärkenabhängig variieren.

SSIE BENÖTIGEN ANPASSUNTERSTÜTZUNG? SPRECHEN SIE MIT EINEM UNSERER EXPERTEN!

CUSTOMER CARE DE: 0800 447 4476
 CUSTOMER CARE AT: 0800 123 846
 FAX: +34 91 639 0018
 E-MAIL: order@markennovy.com
 MARK'ENNOVY GMBH
 BLUMENSTR: 19 - 73728 ESSLINGEN
 BILOSA HANDELS GMBH - +43 512 57 63 86

markennovy

SEMI-INDIVIDUELLE MONATSLINSE

BLU:SENTIALS

SILIKON-HYDROGEL



Blu:essentials ist eine Silikonhydrogel-Kontaktlinse mit erste Klasse UV-Schutz und mit selektivem Blaulicht-Filter. Sie hilft den digitalen Sehstress zu reduzieren und zusätzlich die Netzhaut vor den Einflüssen des schädlichen blauen Lichts zu schützen. Diese Linse lässt sich sehr gut als Wellness-Kontaktlinse bei Frühpresbyopen oder als Bildschirm-Kontaktlinse anbieten. Sie können diese Linse auch sehr gut als Wellness-Kontaktlinse bei Frühpresbyopen oder als Bildschirm-Kontaktlinse anbieten. Nutzen Sie Ihre Chance als Experte!

- ☉ **SPHÄRISCH** ☉ **MULTIFOKAL**
- ⊖ **TORISCH**

PARAMETER


Basiskurven (mm)	8.30 bis 8.90 (0.30-Schritte)
Durchmesser (mm)	14.00 bis 15.00 (0.50-Schritte)
Sphären (Dpt)	-10.00 bis +8.00 (0.25-Schritte)
Zylinder (Dpt)	-0.75 bis -2.75 (0.50-Schritte)
Achsen (°)	Alle (10°)
Additionen	0.50 bis 2.50 (0.50-Schritte) CD/CN

MATERIALEIGENSCHAFTEN


Typ	Filcon 5B (60) [75%]
DK (ISO 9913-1-1998)	60
DK/t (-3.00 Dpt)	50
Wassergehalt	75%
Mittendicke (bei -3.00 Dpt)	0.12
Cof	0.05
Modulus	0.25
UV-schutz	1ste Klasse
Blaulicht filter	Ja
Handlingstönung	Grün
Verpackungseinheit	3er/6er Boxen
Herstellungsprozess	Gedreht

OPTISCHES DESIGN


SPHÄRISCH



TORISCH



MULTIFOKAL



Die Designparameter der Kontaktlinse können stärkenabhängig variieren.

SSIE BENÖTIGEN ANPASSUNTERSTÜTZUNG? SPRECHEN SIE MIT EINEM UNSERER EXPERTEN!

CUSTOMER CARE DE: 0800 447 4476
 CUSTOMER CARE AT: 0800 123 846
 FAX: +34 91 639 0018
 E-MAIL: order@markennovy.com
 MARK'ENNOVY GMBH
 BLUMENSTR: 19 - 73728 ESSLINGEN
 BILOSA HANDELS GMBH - +43 512 57 63 86

SEMI-INDIVIDUELLE MONATSLINSE

BRILLIANT

SILIKON-HYDROGEL



Brilliant easy fit ist ein junges Familienmitglied. Verbinden Sie die besten Eigenschaften einer Silikonhydrogel-Kontaktlinse mit den Möglichkeiten einer individuellen Anpassung. Werden Sie wieder achtsam gegenüber den anatomischen Gegebenheiten des Kundenauges. Die Brilliant easy fit mit ihrem erweiterten Parameterbereich bei Basiskurve und Durchmesser lässt Sie wieder zum Sehexperten werden. Nutzen Sie die Differenzierung und schaffen Sie sich loyale Kunden. Wir unterstützen Sie mit unserem preislich sehr attraktiven Produkt. Die Additionen startet bei 0,50 Dpt. So können Sie diese Linse als Wellness-Kontaktlinse bei Frühpresbyopen oder als Bildschirm-Kontaktlinse anbieten.



PARAMETER


Basiskurven (mm)	8.30 bis 8.90 (0.30-Schritte)
Durchmesser (mm)	14.00 bis 15.00 (0.50-Schritte)
Sphären (Dpt)	-10.00 bis +8.00 (0.25-Schritte)
Zylinder (Dpt)	-0.75 bis -2.75 (0.50-Schritte)
Achsen (°)	Alle (10°)
Additionen	0.50 bis 2.50 (0.50-Schritte) CD/CN

MATERIALEIGENSCHAFTEN


Typ	Filcon 5B (60) [75%]
DK (ISO 9913-1-1998)	60
DK/t (-3.00 Dpt)	50
Wassergehalt	75%
Mittendicke (bei -3.00 Dpt)	0.12
Cof	0.02
Modulus	0.33
UV-schutz	1ste Klasse
Handlingstönung	Blau
Verpackungseinheit	3er/6er Boxen
Herstellungsprozess	Gedreht

OPTISCHES DESIGN


SPHÄRISCH



TORISCH



MULTIFOKAL



Die Designparameter der Kontaktlinse können stärkenabhängig variieren.

SSIE BENÖTIGEN ANPASSUNTERSTÜTZUNG? SPRECHEN SIE MIT EINEM UNSERER EXPERTEN!

CUSTOMER CARE DE: 0800 447 4476

CUSTOMER CARE AT: 0800 123 846

FAX: +34 91 639 0018

E-MAIL: order@markennovy.com

MARK'ENNOVY GMBH

BLUMENSTR: 19 - 73728 ESSLINGEN

BILOSA HANDELS GMBH - +43 512 57 63 86

markennovy

INDIVIDUELLE WEICHE MONATSLINSE

XTENSA RX

HYDROGEL



Xtensa Rx ist eine Monatskontaktlinse, die aus unserem bewährten Hydrogel-Material gedreht wird. Sie bietet eine breite Palette von Parametern und kann nahezu alle Kundenwünsche erfüllen. Ihr blauer Handlingstint gewährleistet eine einfache Handhabung.


-  **SPHÄRISCH**
-  **MULTIFOKAL**
-  **TORISCH**
-  **MULTIFOKAL TORISCH**

PARAMETER


Basiskurven (mm)	SPH, MF 8.50 TOR, MFT 8.70
Durchmesser (mm)	14.40
Sphären (Dpt)	SPH ± 30.00 (0.50 Schritte ab ± 6.00) TOR, MF, MFT ± 30.00 (0.50 Schritte ab +4.00/-6.00)
Zylinder (Dpt)	-0.75 bis -7.75 (0.50-Schritte)
Achsen (°)	Alle (5°)
Additionen	CD +1.50/+2.50 CN +1.25/+2.25

OPTISCHES DESIGN


SPHÄRISCH




TORISCH



MULTIFOKAL



MULTIFOKAL TORISCH



MATERIALEIGENSCHAFTEN

Typ	Filcon 4 (19) [55%]
DK (ISO 9913-1-1998)	19
DK/t (-3.00 Dpt)	19
Wassergehalt	55%
Mittendicke (bei -3.00 Dpt)	0.10
Handlingstönung	Blau
Verpackungseinheit	6er Boxen
Herstellungsprozess	Gedreht

Die Designparameter der Kontaktlinse können stärkenabhängig variieren.

SSIE BENÖTIGEN ANPASSUNTERSTÜTZUNG? SPRECHEN SIE MIT EINEM UNSERER EXPERTEN!

CUSTOMER CARE DE: 0800 447 4476

CUSTOMER CARE AT: 0800 123 846

FAX: +34 91 639 0018

E-MAIL: order@markennovy.com

MARK'ENNOVY GMBH

BLUMENSTR: 19 - 73728 ESSLINGEN

BILOSA HANDELS GMBH - +43 512 57 63 86

markennovy

STANDARD MONATSLINSE

XTENSA SIHY

SILIKON-HYDROGEL



Xtensa SiHy ist eine Silikon-Hydrogel-Monatskontaktlinse, die eine erstklassige Sicht und einen optimalen Tragekomfort bietet. Das Silikon-Hydrogel-Material kombiniert eine hervorragende Sauerstoffdurchlässigkeit (119 Dk/t) mit einem UV-Filter der Klasse 1 (filtert 90 % der UVA- und 99 % der UVB-Strahlen).

Die Xtensa SiHy gibt es in sphärischer, torischer und multifokaler Ausführung und bietet somit ein breites Spektrum für alle Fehlsichtigkeiten.



PARAMETER


Base curve (mm)	8.60
Durchmesser (mm)	14.20
Sphären (Dpt)	SPH -10.00 bis +8.00 (0.50 Schritte ab ±6.00) TOR, MF -10.00 bis +6.00 (0.50 Schritte ab -6.00)
Zylinder (Dpt)	-0.75 bis -2.25 (0.50-Schritte)
Achsen (°)	Alle (10°)
Additionen	Low (+1.00) Medium (+1.50) High (+2.00)
Geometrie	CN

MATERIALEIGENSCHAFTEN


Typ	Filcon 5C (70) [45%]
DK (ISO 9913-1-1998)	70
DK/t (-3.00 Dpt)	119
Wassergehalt	45%
Mittendicke (bei -3.00 Dpt)	0.06
CoF	0.03
Modulus	0.80
UV-schutz	1ste Klasse
Handlungstönung	Blau
Verpackungseinheit	6er Boxen
Herstellungsprozess	Moulded

OPTISCHES DESIGN


SPHÄRISCH



TORISCH



MULTIFOKAL



SSIE BENÖTIGEN ANPASSUNTERSTÜTZUNG? SPRECHEN SIE MIT EINEM UNSERER EXPERTEN!

CUSTOMER CARE DE: 0800 447 4476

CUSTOMER CARE AT: 0800 123 846

FAX: +34 91 639 0018

E-MAIL: order@markennovy.com

MARK'ENNOVY GMBH

BLUMENSTR. 19 - 73728 ESSLINGEN

BILOSA HANDELS GMBH - +43 512 57 63 86

markennovy

WOCHENTAUSCH

SEVEN RX

HYDROGEL



Seven RX ist eine Wochenlinse, die aus unserem bewährten Hydrogel-Material gedreht wird. Sie bietet eine breite Palette von Parametern und kann nahezu alle Kundenwünsche erfüllen. Ihr blauer Handlingstint gewährleistet eine einfache Handhabung.


- **SPHÄRISCH**
- **TORISCH**
- **MULTIFOKAL**
- **MULTIFOKAL TORISCH**

PARAMETER


Basiskurven (mm)	SPH, MF 8.50 TOR, MFT 8.70
Durchmesser (mm)	14.40
Sphären (Dpt)	SPH ± 30.00 (0.50 Schritte ab ± 6.00) TOR, MF, MFT ± 30.00 (0.50 Schritte ab +4.00/-6.00)
Zylinder (Dpt)	-0.75 bis -7.75 (0.50-Schritte)
Achsen (°)	Alle (5°)
Additionen	CD +1.50/+2.50 CN +1.25/+2.25

OPTISCHES DESIGN


SPHÄRISCH




TORISCH



MULTIFOKAL



MULTIFOKAL TORISCH



MATERIALEIGENSCHAFTEN

Typ	Filcon 4 (19) [55%]
DK (ISO 9913-1-1998)	19
DK/t (-3.00 Dpt)	19
Wassergehalt	55%
Mittendicke (bei -3.00 Dpt)	0.10
Handlingstönung	Blau
Verpackungseinheit	12er Boxen
Herstellungsprozess	Gedreht

Die Designparameter der Kontaktlinse können stärkeabhängig variieren.

SSIE BENÖTIGEN ANPASSUNTERSTÜTZUNG? SPRECHEN SIE MIT EINEM UNSERER EXPERTEN!

CUSTOMER CARE DE: 0800 447 4476

CUSTOMER CARE AT: 0800 123 846

FAX: +34 91 639 0018

E-MAIL: order@markennovy.com

MARK'ENNOVY GMBH

BLUMENSTR: 19 - 73728 ESSLINGEN

BILOSA HANDELS GMBH - +43 512 57 63 86

WEICHE 3-MONATSLINSEN

WEICHE 3-MONATSLINSEN

EQUILIBRIA

HYDROGEL



Equilibria ist eine Hydrogel-Kontaktlinse mit 59%igem Wassergehalt. Sie ist eine gute Alternative für Kunden, die mit Silikonhydrogelen Schwierigkeiten haben. Besonders geeignet für alle Träger mit Ablagerungsneigung oder Benetzungsproblemen.


- SPHÄRISCH**
- MULTIFOKAL**
- TORISCH**
- MULTIFOKAL TORISCH**

PARAMETER


Basiskurven (mm)	7.70 bis 9.80 (0.30-Schritte)
Durchmesser (mm)	14.50
Sphären (Dpt)	SPH, TOR ± 30.00 (0.25-Schritte) MF, MFT ± 23.00 (0.25-Schritte)
Zylinder (Dpt)	-0.75 bis -8.00 (0.25-Schritte)
Achsen (°)	Alle (5°)
Additionen	1.00 bis 3.00 (0.50-Schritte) CD/CN

OPTISCHES DESIGN


SPHÄRISCH




TORISCH



MULTIFOKAL



MULTIFOKAL TORISCH



MATERIALEIGENSCHAFTEN

Typ	Filcon 2 (24) [59%]
DK (ISO 9913-1-1998)	24
Wassergehalt	59%
Cof	0.07
Modulus	0.32
Handlingstönung	Blau
Verpackungseinheit	Einzel- oder 2er Box
Herstellungsprozess	Gedreht

Die Designparameter der Kontaktlinse können stärkenabhängig variieren.

SSIE BENÖTIGEN ANPASSUNTERSTÜTZUNG? SPRECHEN SIE MIT EINEM UNSERER EXPERTEN!

CUSTOMER CARE DE: 0800 447 4476

CUSTOMER CARE AT: 0800 123 846

FAX: +34 91 639 0018

E-MAIL: order@markennovy.com

MARK'ENNOVY GMBH

BLUMENSTR: 19 - 73728 ESSLINGEN

BILOSA HANDELS GMBH - +43 512 57 63 86

markennovy

WEICHE 3-MONATSLINSEN

QUATTRO

HYDROGEL



Quattro wird im Single-Mouldingverfahren aus dem Material hergestellt, mit dem die Erfolgsgeschichte von Mark'ennovy begann: Filcon 1. Unsere klassische Linse ist nach wie vor für alle Kontaktlinsträger geeignet, die bisher sehr zufrieden mit konventionellen Kontaktlinsen sind und Materialien der neusten Generationen nicht tolerieren.

- SPHÄRISCH
- TORISCH
- ◎ MULTIFOKAL

PARAMETER

Basiskurven (mm)	SPH, TOR 7.70 bis 9.80 (0.30-Schritte) (Ø14.50) MF 8.00 bis 9.00 (0.20) (Ø14.00) SPH, TOR 7.10 bis 9.20 (0.30-Schritte) (Ø13.00)
Durchmesser (mm)	SPH, TORISCH 13.00 & 14.50 MF 14.00
Sphären (Dpt)	SPH, TOR: ±30.00 (0.25-Schritte) MF: -12.00 bis -1.00 / +1.00 bis +8.00 (0.25-Schritte)
Zylinder (Dpt)	-0.75 bis -8.00 (0.25-Schritte)
Achsen (°)	Alle (5°)


	SPH +	SPH -
A	1.00 CN	1.00 CD
B	1.75 CN	2.00 CD
C	2.50 CN	3.00 CD

MATERIALEIGENSCHAFTEN


Typ	Filcon 1 (15) [49%]
Dk (iso 9913-1-1998)	15
DK/T (-3.00 Dpt)	17
Wassergehalt	49%
Cof	0.09
Modulus	0.41
Handling tint	Blau
Verpackungseinheit	Einzel- oder 2er Box
Manufacturing process	Gedreht

OPTISCHES DESIGN


SPHÄRISCH



TORISCH



MULTIFOKAL



Die Designparameter der Kontaktlinse können stärkenabhängig variieren.

SSIE BENÖTIGEN ANPASSUNTERSTÜTZUNG? SPRECHEN SIE MIT EINEM UNSERER EXPERTEN!

CUSTOMER CARE DE: 0800 447 4476

CUSTOMER CARE AT: 0800 123 846

FAX: +34 91 639 0018

E-MAIL: order@mark'ennovy.com

MARK'ENNOVY GMBH

BLUMENSTR: 19 - 73728 ESSLINGEN

BILOSA HANDELS GMBH - +43 512 57 63 86

mark'ennovy

WEICHE 3-MONATSLINSEN

SAPHIR

SILIKON-HYDROGEL



Saphir als 3-Monatslinse bietet Ihnen eine komfortable, gesunde Kontaktlinse aus unserem Silikonhydrogel-Material. Sie ist die ideale Kontaktlinse für Kunden, die eine robustere Linse bevorzugen, jedoch nicht auf die Parametervielzahl verzichten möchten.


-  **SPHÄRISCH**
-  **MULTIFOKAL**
-  **TORISCH**
-  **MULTIFOKAL TORISCH**

PARAMETER


Basiskurven (mm)	6.80 bis 9.80 (0.30-Schritte)
Durchmesser (mm)	13.00 bis 16.00 (0.50-Schritte)
Sphären (Dpt)	±30.00 (0.25-Schritte)
Zylinder (Dpt)	-0.75 bis -8.00 (0.25-Schritte)
Achsen (°)	Alle (5°)
Additionen	0.50 bis 4.00 (0.50-Schritte) CD/CN

OPTISCHES DESIGN


SPHÄRISCH




TORISCH



MULTIFOKAL



MULTIFOKAL TORISCH



MATERIALEIGENSCHAFTEN

Typ	Filcon 5B (60) [75%]
DK (ISO 9913-1-1998)	60
DK/t (-3.00 Dpt)	50
Wassergehalt	75%
Mittendicke (bei -3.00 Dpt)	0.12
Cof	0.04
Modulus	0.29
Handlingstönung	Nein
Verpackungseinheit	Einzel-oder 2er Box
Herstellungsprozess	Gedreht

Die Designparameter der Kontaktlinse können stärkenabhängig variieren.

SSIE BENÖTIGEN ANPASSUNTERSTÜTZUNG? SPRECHEN SIE MIT EINEM UNSERER EXPERTEN!

CUSTOMER CARE DE: 0800 447 4476
 CUSTOMER CARE AT: 0800 123 846
 FAX: +34 91 639 0018
 E-MAIL: order@markennovy.com
 MARK'ENNOVY GMBH
 BLUMENSTR: 19 - 73728 ESSLINGEN
 BILOSA HANDELS GMBH - +43 512 57 63 86

markennovy

WEITERE KONTAKTLINSEN

WEITERE KONTAKTLINSEN

QUATTRO

HYDROGEL



Quattro (Halb-/Jahreslinse) wird im Single-Mouldingverfahren aus dem Material hergestellt, mit dem die Erfolgsgeschichte von MarkenNovy begann: Filcon 1. Unsere klassische Linse ist nach wie vor für alle Kontaktlinsesträger geeignet, die bisher sehr zufrieden mit konventionellen Kontaktlinsen sind und Materialien der neusten Generationen nicht tolerieren.

- ⊙ **SPHÄRISCH** ⊙ **MULTIFOKAL**
⊙ **TORISCH**

PARAMETER

Basiskurven (mm)	SPH, TOR 7.70 bis 9.80 (0.30-Schritte) (Ø14.50) MF 8.00 bis 9.00 (0.20) (Ø14.00) SPH, TOR 7.10 bis 9.20 (0.30-Schritte) (Ø13.00)
Durchmesser (mm)	SPH, TORISCH 13.00 & 14.50 MF 14.00
Sphären (Dpt)	SPH, TOR: ±30.00 (0.25-Schritte) MF: -12.00 bis -1.00 / +1.00 bis +8.00 (0.25-Schritte)
Zylinder (Dpt)	-0.75 bis -8.00 (0.25-Schritte)
Achsen (°)	Alle (5°)

Additionen


	SPH +	SPH -
A	1.00 CN	1.00 CD
B	1.75 CN	2.00 CD
C	2.50 CN	3.00 CD

MATERIALEIGENSCHAFTEN


Typ	Filcon 1 (15) [49%]
Dk (iso 9913-1-1998)	15
DK/T (-3.00 Dpt)	17
Wassergehalt	49%
Cof	0.09
Modulus	0.41
Handling tint	Blau
Verpackungseinheit	Einzel-oder 2er Box
Manufacturing process	Gedreht

OPTISCHES DESIGN


SPHÄRISCH



TORISCH



MULTIFOKAL



Die Designparameter der Kontaktlinse können stärkenabhängig variieren.

SSIE BENÖTIGEN ANPASSUNTERSTÜTZUNG? SPRECHEN SIE MIT EINEM UNSERER EXPERTEN!

CUSTOMER CARE DE: 0800 447 4476

CUSTOMER CARE AT: 0800 123 846

FAX: +34 91 639 0018

E-MAIL: order@markennovy.com

MARK'ENNOVY GMBH

BLUMENSTR: 19 - 73728 ESSLINGEN

BILOSA HANDELS GMBH - +43 512 57 63 86

markennovy

WEITERE KONTAKTLINSEN

SPH 5 | 5T

HYDROGEL



SPH5 / 5T kann halbjährlich oder jährlich ausgetauscht werden.

☉ SPHÄRISCH

⊖ TORISCH

PARAMETER


Basiskurven (mm)	7.70 bis 9.80 (0.30-Schritte)
Durchmesser (mm)	14.50
Sphären (Dpt)	±30.00 (0.25-Schritte)
Zylinder (Dpt)	-0.75 bis -8.00 (0.25-Schritte)
Achsen (°)	Alle (5°)

MATERIALEIGENSCHAFTEN


Typ	Filcon 2 (24) [59%]
Dk (iso 9913-1-1998)	24
Wassergehalt	59%
Cof	0.07
Modulus	0.32
Handling tint	Blau
Verpackungseinheit	1 Linse
Manufacturing process	Gedreht

OPTISCHES DESIGN

SPHÄRISCH



TORISCH



Die Designparameter der Kontaktlinse können stärkenabhängig variieren.

SSIE BENÖTIGEN ANPASSUNTERSTÜTZUNG? SPRECHEN SIE MIT EINEM UNSERER EXPERTEN!

CUSTOMER CARE DE: 0800 447 4476

CUSTOMER CARE AT: 0800 123 846

FAX: +34 91 639 0018

E-MAIL: order@markennovy.com

MARK'ENNOVY GMBH

BLUMENSTR: 19 - 73728 ESSLINGEN

BILOSA HANDELS GMBH - +43 512 57 63 86

markennovy

KONTAKTLINSEN - PFLEGE

KONTAKTLINSEN -PFLEGE

KOMBILOSUNG MIT NATRIUMHYALURONAT



Unsere Kombilösung enthält Hyaluronsäure, die für eine optimale Benetzung der Kontaktlinsen sorgt und sie somit unempfindlich gegenüber Ablagerungen durch Lipide macht. Dies bietet, neben der Reinigung und Desinfektion, einen maximalen Tragekomfort über den Tag. Die Kombilösung ist für alle weichen Kontaktlinsen, inklusive Silikonhydrogel-Kontaktlinsen, geeignet und wird mit einem antimikrobiellen Linsenbehälter geliefert.

Verpackungseinheit (60mL) 15
Verpackungseinheit (360mL) 20

ZUSAMMENSETZUNG

Hyaluronsäure
Natriumcitrat
Natriumchlorid
Poloxamer
EDTA und PHMB 0.0001%.

VORTEILE

Höchster Tragekomfort durch Hyaluronsäure
Optimale Benetzung
Effektiv gegen Lipidablagerungen
Entfernt Proteine
Beste Verträglichkeit
Mit antimikrobiellen Linsenbehälter

TIPPS

Trockene Augen

Kontaktlinsenträger, die zusätzlich Symptome des Trockenen Auges beschreiben, empfehlen wir die Gabe von Nachbenetzungstropfen.

Lipidhaltiger Tränenfilm

Stark lipidhaltige Tränenfilme können Ablagerungen auf Kontaktlinsen verursachen. In diesen Fällen sollte die Pflege der Kontaktlinsen mithilfe eines alkoholhaltigen Reinigers optimiert werden.

Empfindliche Augen

Bei Kontaktlinsenträgern mit sehr empfindlichen Augen empfehlen wir, die Kontaktlinsen vor dem Einsetzen mit einer Kochsalzlösung abzuspülen.

SSIE BENÖTIGEN ANPASSUNTERSTÜTZUNG? SPRECHEN SIE MIT EINEM UNSERER EXPERTEN!

CUSTOMER CARE DE: 0800 447 4476

CUSTOMER CARE AT: 0800 123 846

FAX: +34 91 639 0018

E-MAIL: order@markennovy.com

MARK'ENNOVY GMBH

BLUMENSTR: 19 - 73728 ESSLINGEN

BILOSA HANDELS GMBH - +43 512 57 63 86

markennovy

KONTAKTLINSEN -PFLEGE

PEROXIDSYSTEM



Unser einstufiges Peroxidsystem, mit einem gelben Vitamin B2-Farbindikator, desinfiziert und neutralisiert in einer Stunde und bietet so eine schnelle und umfassende Reinigung.

Es ist für alle Arten von weichen und formstabilen Kontaktlinsen, einschließlich Silikonhydrogel-Kontaktlinsen, geeignet. Die Beschichtung der Neutralisationstablette löst sich, während einer 12-minütigen Desinfektion, blasenfrei auf. Im darauffolgenden Neutralisationsprozess entsteht eine konservierungsmittelfreie Kochsalzlösung.

Verpackungseinheit (60mL)	10
Verpackungseinheit (360mL)	20

ZUSAMMENSETZUNG


Desinfektionslösung: Wasserstoffperoxid 3%
Neutralisationstablette: Natriumchlorid, Dinatriumphosphat, Polyvinylpyrrolidon, 0,075 mg Vitamin B2 und 0,1 mg Katalase.

VORTEILE

Optimale Desinfektion ohne Bläschen
Nach 1 Stunde neutralisiert
Entfernt Proteine
Ohne Konservierungsmittel
Integrierter Benetzer erhöht zusätzlich den Tragekomfort
Mit Vitamin B2-Farbindikator Tablette

DESINFEKTION UND NEUTRALISATION

Unser Peroxidsystem desinfiziert in 12 Minuten die Kontaktlinsen. Bis zur kompletten Neutralisation der Flüssigkeit dauert es nur 1 Stunde.



TIPPS

Für empfindliche und normale Augen

Bei Bedarf empfehlen wir die Kontaktlinsen vor dem Einsetzen mit Kochsalzlösung abzuspülen.

Lipidhaltiger Tränenfilm

Lipidhaltige Tränenfilme können Ablagerungen auf Kontaktlinsen verursachen. In diesen Fällen sollte die Pflege der Kontaktlinsen mithilfe eines alkoholhaltigen Reinigers optimiert werden.

Trockene Augen

Kontaktlinsenträger, die zusätzlich Symptome des Trockenen Auges beschreiben, empfehlen wir die Gabe von Nachbenetzungstropfen oder liposomalen Augensprays.

SSIE BENÖTIGEN ANPASSUNTERSTÜTZUNG? SPRECHEN SIE MIT EINEM UNSERER EXPERTEN!

CUSTOMER CARE DE: 0800 447 4476

CUSTOMER CARE AT: 0800 123 846

FAX: +34 91 639 0018

E-MAIL: order@markennovy.com

MARK'ENNOVY GMBH

BLUMENSTR: 19 - 73728 ESSLINGEN

BILOSA HANDELS GMBH - +43 512 57 63 86

markennovy

Wir von Mark'ennovy heben uns von dem Status Quo der Industrie durch unsere Innovationen, Technologien und einem Team von hochqualifizierten Spezialisten ab. Der Kunde, wie auch der Kontaktlinsen-Anpasser sind ein Richtwert bei allem was wir tun. Wir möchten Sie bei jedem einzelnen Schritt Ihrer Kontaktlinsen-Reise begleiten; von der ersten Beratung bis hin zur finalen Abgabe der Kontaktlinse. Unsere Kontaktlinsen produzieren wir sorgfältig und individuell nach den spezifischen Messergebnissen des Anpassers und der Einzigartigkeit des Auges. Unsere fortschrittlichen Materialien, Optiken und Technologien geben Ihnen als Anpasser die Möglichkeit, jedem Kunden ein gesundes, einzigartiges Seh- und Trageerlebnis zu bieten. Schliesslich glauben wir bei Mark'ennovy: "Besser Sehen bedeutet auch besser Leben!"

mark'ennovy

SSIE BENÖTIGEN ANPASSUNTERSTÜTZUNG? SPRECHEN SIE MIT EINEM UNSERER EXPERTEN!

CUSTOMER CARE DE: 0800 447 4476

CUSTOMER CARE AT: 0800 123 846

FAX: +34 91 639 0018

E-MAIL: order@markennovy.com

MARK'ENNOVY GMBH

BLUMENSTR: 19 - 73728 ESSLINGEN

BILOSA HANDELS GMBH - +43 512 57 63 86



EXKLUSIVER FOCUS AUF DEN KONTAKTLINSENSPEZIALIST

Wir verkaufen ausschliesslich durch den Kontaktlinsenspezialisten



MASSGESCHNEIDERTE WEICHE LINSEN

Wir bieten eine aussergewöhnliche KOMBINATION an Parametern, Geometrien und MATERIALIEN NEUESTER GENERATION um nahezu jeden Sehbedarf zu korrigieren.



TECHNISCHE EXPERTISE

Wir glauben an den Mehrwert unseres Customer Care Teams bestehend aus OPTIKERN.



SCHNELLE LIEFERZEITEN

Wir PRODUZIEREN IN NUR 72 STUNDEN, dies bedeutet, dass Sie die massgefertigten Linsen INNERHALB VON 5-7 ARBEITSTAGEN NACH BESTELLUNG ERHALTEN



INDIVIDUALLY YOURS

Jede Kontaktlinse wird sorgfältig geprüft und in die finale Verpackung mit dem Namen Ihres Kunden platziert