


LENTE DE CONTACTO MENSAL

EDOF

INDIVIDUALLY CRAFTED

SILICONE HIDROGEL



EDOF é uma lente de contacto mensal fabricada de maneira individualizada e desenhada especificamente para a presbiopia. Graças á utilização de tecnologia de profundidade de foco alargada (em inglês, Extended Depth of focus) patenteada por Brian Holden Vision Institute, a lente proporciona uma visão nítida a todas as distâncias para que o paciente se adapte de maneira agradável á lente e melhorar assim a experiência total.

O material silicone de hidrogel combina um alto conteúdo em água e um baixo coeficiente de fricção para melhorar a comodidade por todo o dia, enquanto a sua ampla oferta de parâmetros e o seu baixo **MÓDULO ELASTICIDADE** asseguram uma adaptação precisa e manuseamento fácil.


 **EXTENDED DEPTH OF FOCUS**

PARÂMETROS

RAIOS (mm)	7.10 a 9.80 (0.30)
DIÂMETROS (mm)	13.50 a 15.50 (0.50)
ESFERAS (D)	-18.00 a +18.00 (0.25)
ADIÇÕES	0.75 1.50 2.25

MATERIAL

TIPO	Filcon 5B (60) [75%]
CONTEÚDO DE ÁGUA	75%
FILTRO UV CLASSE 1	Sim Bloqueia pelo menos 90% da luz UVA e 99% da luz UVB
ESPESSURA CENTRAL (-3.00D)	0.12
DK (ISO 9913-1-1998)	60
DK/T (-3.00D)	50
CoF	Sim (Azul)
COR DE MANIPULAÇÃO	0.33
MÓDULO ELASTICIDADE	Pack de 6
FORMATO	TORNEADA
PROCESSO DE FABRICAÇÃO	0.02




Necessita de ajuda na adaptação?


Consulta nosso **GUIA DE ADAPTAÇÃO** na página 27 deste catálogo

DESENHO ÓTICO


PERFIL DE Potência PARA ADIÇÕES 0.75 Y 2.25




DIAMETRO DE CIRCULO (MM)



PERFIL DE Potência PARA ADIÇÃO 1.50



DIAMETRO DE CIRCULO (MM)



optiforum markennovy

**CONTACTE O SEU DELEGADO COMERCIAL PARA CONHECER MAIS DETALHES.
NOVA OPTIFORUM**

Tel 21476 7730
Fax 21476 7739
E: info@optiforum.pt