

# LENTES DE CONTACTO MENSUALES


## BLU:GEN

INDIVIDUALLY CRAFTED

HIDROGEL DE SILICONA



**Blu:gen** es una lente de contacto de hidrogel de silicona que combina un filtro UV de Clase 1 con un filtro selectivo de la luz azul para proteger el ojo contra más del 99% de los rayos UVB, el 93% de los rayos UVA y el 14% de la luz azul-violeta nociva. El material cuenta con un alto contenido en agua y baja deshidratación, con el módulo de elasticidad más bajo (0.25 Mpa) entre todos los hidrogel de silicona disponibles en el mercado. Todo esto ofrece a tus pacientes lentes saludables y cómodas para usar durante todo el día.







### PARÁMETROS

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| RADIOS (mm)    | 6.50 a 9.80 (0.30)       |
| DIÁMETROS (mm) | 11.50 a 16.50 (0.50)     |
| ESFERAS (D)    | ±30.00 (0.25)            |
| CILINDROS (D)  | -0.75 a -8.00 (0.25)     |
| EJES (°)       | Todos (1°)               |
| ADICIONES      | 0.50 a 4.00 (0.25) CD/CN |


### MATERIAL

|                              |   |
|------------------------------|---|
| TIPO                         | Filcon 5B (60) [75%]  |
| FILTRO SELECTIVO DE LUZ AZUL | Si: filtra al menos el 14% de la luz azul-violeta nociva      |
| FILTRO UV DE CLASE 1         | Si: bloquea al menos el 93% de la luz UVA y 99% de la luz UVB |
| CONTENIDO EN AGUA            | 75%   |
| ESPELOR CENTRAL (-3.00 D)    | 0.12  |
| DK (ISO 9913-1-1998)         | 60  |
| DK/T (-3.00 D)               | 48  |
| TINTE DE MANIPULACIÓN        | VERDE   |
| MÓDULO DE ELASTICIDAD        | 0.23  |
| FORMATO                      | Pack de 3   |
| PROCESO DE FABRICACIÓN       | TORNEADA  |
| CoF                          | 0.09  |

### DISÑO ÓPTICO



El diseño de la lente es variable en función de la potencia.



### ¿Necesitas ayuda en la adaptación?

Consulta nuestra Guía de Adaptación en la página 24 de este catálogo.

### PONTE EN CONTACTO CON TU DELEGADO COMERCIAL PARA CONOCER MÁS DETALLES

T: 902 11 11 30 | 91 649 61 21  
F: 902 11 11 50 | 91 639 00 18  
E: mkservices@markennovy.com

markennovy