

# LENTES DE CONTACTO MENSUALES

## GENTLE 59

INDIVIDUALLY CRAFTED

ORI:GEN TECHNOLOGY



**Gentle 59** es una lente de hidrogel biomimética diseñada para imitar las propiedades naturales de la córnea. Su material combina una elevada lubricidad de la superficie (CoF = 0.05) con una baja deshidratación (<1%) para un confort excelente. Su módulo de elasticidad (0.36 Mpa) ha sido calibrado cuidadosamente para obtener una óptima manipulación y una excelente calidad visual durante todo el ciclo de vida de la lente sin comprometer salud ni comodidad.







### PARÁMETROS

RADIOS (mm)	7.10 a 9.80 (0.30)
DIÁMETROS (mm)	13.00 a 16.00 (0.50)
ESFERAS (D)	±30.00 (0.25)
CILINDROS (D)	-0.75 a -8.00 (0.25)
EJES (°)	Todos (1°)
ADICIONES	0.50 a 4.00 (0.50) CD/CN


### MATERIAL

TIPO	Filcon 2 (30) [59%]
CONTENIDO EN AGUA	59%
ESPESOR CENTRAL (-3.00 D)	0.12
DK (ISO 9913-1-1998)	30
DK/T (-3.00 D)	26
TINTE DE MANIPULACIÓN	AZUL
MÓDULO DE ELASTICIDAD	0.36
BLOQUEO DE LUZ ULTRAVIOLETA	SÍ
FORMATO	Pack de 3
PROCESO DE FABRICACIÓN	TORNEADA
CoF	0.05

### DISEÑO ÓPTICO



El diseño de la lente es variable en función de la potencia.



### ¿Necesitas ayuda en la adaptación?

Consulta nuestra Guía de Adaptación en la página 24 de este catálogo.

### PONTE EN CONTACTO CON TU DELEGADO COMERCIAL PARA CONOCER MÁS DETALLES

T: 902 11 11 30 | 91 649 61 21  
F: 902 11 11 50 | 91 639 00 18  
E: mksservices@markennovy.com

markennovy