

LENTES DE CONTACTO MENSUALES

JADE

HIDROGEL



Jade es una lente mensual que combina filtro UV de Clase 1 y filtro de bloqueo selectivo de la luz azul para proteger los ojos del 99% de la luz UVB, el 93% de la luz UVA y el 14% de la luz azul-violeta dañina. Las lentes son moldeadas con nuestra tecnología patentada de micro-precisión, la cual proporciona una flexibilidad en el diseño, que va más allá de los hidrogeles estándares. Jade es una lente de hidrogel que ofrece un selecto rango de parámetros para abarcar todas las prescripciones esféricas.

ESFÉRICA


PARÁMETROS

RADIO (mm)	8.70
DIÁMETRO (mm)	14.40
ESFERAS (D)	-10.00 a +8.00 (0.50 a partir de ± 6.00)

MATERIAL

TIPO	Filcon 4 (18) [52%]
FILTRO SELECTIVO DE LUZ AZUL	Sí: filtra al menos el 14% de la luz azul-violeta nociva
FILTRO UV DE CLASE 1	Sí: bloquea al menos el 93% de la luz UVA y 99% de la luz UVB
CONTENIDO EN AGUA	52%
ESPESOR CENTRAL (-3.00 D)	0.09
DK (ISO 9913-1-1998)	18
DK/T (-3.00 D)	22
TINTE DE MANIPULACIÓN	VERDE
MÓDULO DE ELASTICIDAD	0.47
FORMATO	Pack de 6
PROCESO DE FABRICACIÓN	MOLDEADA

DISEÑO ÓPTICO



El diseño de la lente es variable en función de la potencia.

PONTE EN CONTACTO CON TU DELEGADO
COMERCIAL PARA CONOCER MÁS DETALLES

T: 902 11 11 30 | 91 649 61 21
F: 902 11 11 50 | 91 639 00 18
E: mksservices@markennovy.com

markennovy