

LENTES DE CONTACTO MENSUALES

XTENSA

HIDROGEL



Xtensa es una lente de contacto de hidrogel desarrollada a partir del hidrogel convencional. Ofrece una gama de parámetros básicos para satisfacer las prescripciones estándar. Está disponible en esférica, tórica y multifocal. La gama tórica se completa con Xtensa RX, para pacientes con astigmatismo superior al habitual.

- ☉ ASFÉRICA
- ☉ MULTIFOCAL
- ☉ TÓRICA




PARÁMETROS

RADIOS (mm)	ESF, TOR 8.70 MF 8.60
DIÁMETROS (mm)	ESF, TOR 14.40 MF 14.30
ESFERAS (D)	ESF -10.00 a +8.00 (0.50 a partir de ±6.00) TOR -8.00 a +6.00 (0.50 a partir de +4.00/-6.00) MF ±10.00 (0.50 a partir de +4.00/-6.00)
CILINDROS (D)	-0.75 a -2.75 (0.50)
EJES (°)	0 a 180 (10°)
ADICIONES	Baja (1.00-1.50) / Alta (1.75-2.25) CN/CD

MATERIAL

TIPO	Filcon 4 (19) [55%]
CONTENIDO EN AGUA	55%
ESPESOR CENTRAL (-3.00 D)	0.09
DK (ISO 9913-1-1998)	19
DK/T (-3.00 D)	22
TINTE DE MANIPULACIÓN	AZUL
MÓDULO DE ELASTICIDAD	0.47
BLOQUEO DE LUZ ULTRAVIOLETA	NO
FORMATO	Pack de 6
PROCESO DE FABRICACIÓN	MOLDEADA

DISEÑO ÓPTICO



El diseño de la lente es variable en función de la potencia.

PONTE EN CONTACTO CON TU DELEGADO COMERCIAL PARA CONOCER MÁS DETALLES

T: 902 11 11 30 | 91 649 61 21
F: 902 11 11 50 | 91 639 00 18
E: mkservices@markennovy.com

markennovy