

LENTES DE CONTACTO TRIMESTRALES

SAPHIR

HIDROGEL DE SILICONA



Las lentes de contacto **Saphir** son saludables y cómodas para los pacientes acostumbrados a las lentes de contacto trimestrales.


-  **ESFÉRICA**
-  **TÓRICA**
-  **MULTIFOCAL**
-  **MULTIFOCAL TÓRICA**

PARÁMETROS

RADIOS (mm)	6.80 a 9.80 (0.30)
DIÁMETROS (mm)	13.00 a 16.00 (0.50)
ESFERAS (D)	±30.00 (0.25)
CILINDROS (D)	-0.75 a -8.00 (0.25)
EJES (°)	Todos (5°)
ADICIONES	0.50 a 4.00 (0.50) CD/CN

MATERIAL





TIPO	Filcon 5B (60) [75%]
CONTENIDO EN AGUA	75%
ESPELOR CENTRAL (-3.00 D)	0.12
DK (ISO 9913-1-1998)	60
DK/T (-3.00 D)	48
TINTE DE MANIPULACIÓN	NO
MÓDULO DE ELASTICIDAD	0.24
BLOQUEO DE LUZ ULTRAVIOLETA	NO
FORMATO	Pack individual y de 2
PROCESO DE FABRICACIÓN	TORNEADA
CoF	0.09



¿Necesitas ayuda en la adaptación?

Consulta nuestra Guía de Adaptación en la página 24 de este catálogo.

DISEÑO ÓPTICO



El diseño de la lente es variable en función de la potencia.

PONTE EN CONTACTO CON TU DELEGADO COMERCIAL PARA CONOCER MÁS DETALLES

T: 902 11 11 30 | 91 649 61 21
 F: 902 11 11 50 | 91 639 00 18
 E: mkservices@markennovy.com

markennovy