

LENTES DE CONTACTO MENSUALES


GENTLE 80

INDIVIDUALLY CRAFTED

ORI:GEN TECHNOLOGY



Gentle 80 es una lente de hidrogel biomimético diseñada para imitar las propiedades naturales de la córnea. Su material combina un alto contenido en agua, una baja deshidratación y el módulo de elasticidad más bajo del mercado (0.13 MPa), así como una transmisibilidad al oxígeno que alcanza los niveles del hidrogel de silicona ($Dk = 60$), para lograr una comodidad y salud visual inigualables.







PARÁMETROS	
RADIOS (mm)	7.10 a 9.80 (0.30)
DIÁMETROS (mm)	13.00 a 16.00 (0.50)
ESFERAS (D)	± 30.00 (0.25)
CILINDROS (D)	-0.75 a -8.00 (0.25)
EJES (°)	Todos (1°)
ADICIONES	0.50 a 4.00 (0.50) CD/CN

MATERIAL	
TIPO	Filcon 2 (60) [80%]
CONTENIDO EN AGUA	80%
ESPELOR CENTRAL (-3.00 D)	0.12
DK (ISO 9913-1-1998)	60
DK/T (-3.00 D)	42
TINTE DE MANIPULACIÓN	AZUL
MÓDULO DE ELASTICIDAD	0.13
BLOQUEO DE LUZ ULTRAVIOLETA	SÍ
FORMATO	Pack de 3
PROCESO DE FABRICACIÓN	TORNEADA
CoF	0.05

Calcula tu lente							
LØ (mm)	13.00	13.50	14.00	14.50	15.00	15.50	16.00
CB (mm)	7.10 - 8.90	7.10 - 9.20	7.40 - 9.50	7.70 - 9.80	8.00 - 9.80	8.30 - 9.80	8.60 - 9.80
RGLA DE ADAPTACIÓN $K_m = (K1 + K2) / 2$	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9

DISEÑO ÓPTICO



El diseño de la lente es variable en función de la potencia.

PONTE EN CONTACTO CON TU DELEGADO COMERCIAL PARA CONOCER MÁS DETALLES

T: 902 11 11 30 | 91 649 61 21
F: 902 11 11 50 | 91 639 00 18
E: mksservices@markennovy.com

markennovy