

# LENTES DE CONTACTO MENSUALES

## XTENSA RX

HIDROGEL



**Xtensa Rx** es una lente de contacto de hidrogel desarrollada a partir del hidrogel convencional. Se caracteriza por cilindros disponibles hasta -5.75D que añade una gama tórica personalizable a la gama de lentes moldeadas.

TÓRICA


### PARÁMETROS

RADIO (mm)	8.70
DIÁMETRO (mm)	14.40
ESFERAS (D)	$\pm 10.00$ (0.50D a partir de +4.00/-6.00)
CILINDROS (D)	-0.75 a -5.75 (0.50)
EJES (°)	Todos cil $\leq -2.75$ (10°) cil $> -2.75$ (5°)

### MATERIAL

TIPO	Filcon 4 (19) [55%]
CONTENIDO EN AGUA	55%
ESPEOR CENTRAL (-3.00 D)	0.10
DK (ISO 9913-1-1998)	19
DK/T (-3.00 D)	22
TINTE DE MANIPULACIÓN	AZUL
MÓDULO DE ELASTICIDAD	0.47
BLOQUEO DE LUZ ULTRAVIOLETA	NO
FORMATO	Pack de 3
PROCESO DE FABRICACIÓN	TORNEADA

### DISEÑO ÓPTICO



El diseño de la lente es variable en función de la potencia.

PONTE EN CONTACTO CON TU DELEGADO  
COMERCIAL PARA CONOCER MÁS DETALLES

T: 902 11 11 30 | 91 649 61 21

F: 902 11 11 50 | 91 639 00 18

E: [mkservices@markennovy.com](mailto:mkservices@markennovy.com)

markennovy