

LENTES DE CONTACTO TRIMESTRALES

QUATTRO

HIDROGEL



Quattro nos permite corregir potencias esféricas, tóricas y multifocales en diferentes diámetros para aquellos paciente acostumbrados al reemplazo trimestral.

- ESFÉRICA
- TÓRICA
- ◎ MULTIFOCAL

PARÁMETROS

RADIOS (mm)
ESF, TOR 7.70 a 9.80 (0.30) (Ø 14.50)
MF 8.00 a 9.00 (0.20) (Ø 14.00)

DIÁMETROS (mm)
ESFERAS (D)
ESF, TOR 7.10 a 9.20 (0.30) (Ø 13.00)
ESF, TOR 13.00 & 14.50 MF 14.00
MF 14.00

CILINDROS (D)
EJES (°)
ADICIÓN
ESF, TOR ±30.00 (0.25)
MF -12.00 a +8.00 (0.25)*
-0.75 a -8.00 (0.25)
Todos (5°)

	ESF +	ESF -
A	1.00 CN	1.00 CD
B	1.75 CN	2.00 CD
C	2.50 CN	3.00 CD




*excl. entre ±0.75

MATERIAL

TIPO
CONTENIDO EN AGUA
DK (ISO 9913-1-1998)
TINTE DE MANIPULACIÓN
MÓDULO DE ELASTICIDAD
FORMATO
PROCESO DE FABRICACIÓN
CoF

Filcon 1 (15) [49%]
49%
15
AZUL
0.29
Pack individual y de 2
TORNEADA
0.42

DISEÑO ÓPTICO



El diseño de la lente es variable en función de la potencia.

PONTE EN CONTACTO CON TU DELEGADO COMERCIAL PARA CONOCER MÁS DETALLES

T: 902 11 11 30 | 91 649 61 21
F: 902 11 11 50 | 91 639 00 18
E: mksservices@markennovy.com

markennovy