

# REEMPLAZO SEMANAL

## SEVEN

HIDROGEL



**Seven** es una lente de contacto semanal desarrollada con un hidrogel de larga tradición. Esta lente de contacto se fabrica con nuestra tecnología de fabricación por moldeo de micro-precisión y ofrece una amplia gama de parámetros.

○ ASFÉRICA

○ MULTIFOCAL

○ TÓRICA




### PARÁMETROS

<b>RADIOS (mm)</b>	ESF, TOR 8.70 MF 8.60
<b>DIÁMETROS (mm)</b>	ESF, TOR 14.40 MF 14.30
<b>ESFERAS (D)</b>	ESF -10.00 a +8.00 (0.50 a partir de ±6.00) TOR -8.00 a +6.00 (0.50 a partir de +4.00/-6.00) MF ±10.00 (0.50 a partir de +4.00/-6.00)
<b>CILINDROS (D)</b>	-0.75 a -2.75 (0.50)
<b>EJES (°)</b>	0 a 180 (10°)
<b>ADICIONES</b>	CN +1,25/+2,25 CD +1,50/+2,50

### MATERIAL

<b>TIPO</b>	Filcon 4 (19) [55%]
<b>CONTENIDO EN AGUA</b>	55%
<b>ESPESOR CENTRAL (-3.00 D)</b>	0.10
<b>DK (ISO 9913-1-1998)</b>	19
<b>DK/T (-3.00 D)</b>	19
<b>TINTE DE MANIPULACIÓN</b>	AZUL
<b>BLOQUEO DE LUZ ULTRAVIOLETA</b>	NO
<b>FORMATO</b>	Pack de 12
<b>PROCESO DE FABRICACIÓN</b>	MOLDEADA

### DISEÑO ÓPTICO



El diseño de la lente es variable en función de la potencia.

**PONTE EN CONTACTO CON TU DELEGADO  
COMERCIAL PARA CONOCER MÁS DETALLES**

T: 902 11 11 30 | 91 649 61 21  
F: 902 11 11 50 | 91 639 00 18  
E: mkservices@markēnnovy.com

**markēnnovy**