

# REEMPLAZO SEMANAL

## SEVEN RX

HIDROGEL



**Seven RX** es una lente de contacto semanal desarrollada con un hidrogel de larga tradición. Esta lente de contacto se tornea para ofrecer una gama de parámetros tóricos más amplia que su versión moldeada.




### PARÁMETROS

RADIO (mm)	8.70
DIÁMETRO (mm)	14.40
ESFERAS (D)	$\pm 10.00$ (0.50D a partir de +4.00/-6.00)
CILINDROS (D)	-0.75 a -5.75 (0.50)
EJES (°)	Todos (5°)

### MATERIAL

TIPO	Filcon 4 (19) [55%]
CONTENIDO EN AGUA	55%
ESPESOR CENTRAL (-3.00 D)	0.10
DK (ISO 9913-1-1998)	19
DK/T (-3.00 D)	19
TINTE DE MANIPULACIÓN	AZUL
BLOQUEO DE LUZ ULTRAVIOLETA	NO
FORMATO	Pack de 12
PROCESO DE FABRICACIÓN	TORNEADA

### DISEÑO ÓPTICO



El diseño de la lente es variable en función de la potencia.

PONTE EN CONTACTO CON TU DELEGADO  
COMERCIAL PARA CONOCER MÁS DETALLES

T: 902 11 11 30 | 91 649 61 21  
F: 902 11 11 50 | 91 639 00 18  
E: mkservices@markennovy.com

markennovy