

# LENTES DE CONTACTO DIARIAS

## INDIGO

HIDROGEL



**IndiGO** es la primera lente de contacto blanda diaria que combina un filtro UV Clase I y un bloqueo selectivo de la luz azul para proteger los ojos de las radiaciones UVA, UVB y azul violeta que se originan en el sol, en la iluminación LED y en los dispositivos digitales. IndiGO se fabrica con nuestra tecnología patentada de microprecisión tanto para graduaciones miópicas como hipertrópicas. IndiGo proporciona visión estable, comodidad durante todo el día y protección contra la luz UV y la luz azul violeta.

☉ ESFÉRICA

### PARÁMETROS

RADIO (mm)	8.70
DIÁMETRO (mm)	14.40
ESFERAS (D)	-10.00 a +8.00 (0.50 a partir de $\pm 6.00$ )

### MATERIAL

TIPO	Filcon 4 (18) [52%]
FILTRO SELECTIVO DE LUZ AZUL	Sí: filtra al menos el 14% de la luz azul-violeta nociva
FILTRO UV DE CLASE I	Sí: bloquea al menos el 93% de la luz UVA y 99% de la luz UVB
CONTENIDO EN AGUA	52%
ESPESOR CENTRAL (-3.00 D)	0.09
DK (ISO 9913-1-1998)	18
DK/T (-3.00 D)	20
TINTE DE MANIPULACIÓN	VERDE
MÓDULO DE ELASTICIDAD	0.47
FORMATO	Pack de 15 o 30
PROCESO DE FABRICACIÓN	MOLDEADA

### DISEÑO ÓPTICO



El diseño de la lente es variable en función de la potencia.

### PONTE EN CONTACTO CON TU DELEGADO COMERCIAL PARA CONOCER MÁS DETALLES

T: 902 11 11 30 | 91 649 61 21  
F: 902 11 11 50 | 91 639 00 18  
E: mkservices@markennovy.com

markennovy