

LENTE DE CONTACTO MENSUALES

BLU:KIDZ

INDIVIDUALLY CRAFTED

HIDROGEL DE SILICONA



Blu:kidz es una lente de contacto de hidrogel de silicona que combina un filtro UV de Clase 1 con un filtro selectivo de la luz azul para proteger el ojo contra más del 99% de los rayos UVB, el 93% de los rayos UVA y el 14% de la luz azul-violeta nociva. La gama de diámetros enfocada a los niños favorece su adaptación también en los ojos más pequeños, mientras que el tinte de manipulación verde, el alto contenido en agua y el material de baja deshidratación garantizan una mejor facilidad de uso y confort: perfecta para los nuevos usuarios.




PARÁMETROS

RADIOS (mm)	6.50 a 9.80 (0.30)
DIÁMETROS (mm)	11.50 a 16.50 (0.50)
ESFERAS (D)	±30.00 (0.25)
CILINDROS (D)	-0.75 a -8.00 (0.25)
EJES (°)	Todos (1°)
ADICIONES	0.50 a 4.00 (0.25) CD/CN

MATERIAL




TIPO	Filcon 5B (60) [75%]
FILTRO SELECTIVO DE LUZ AZUL	Si: filtra al menos el 14% de la luz azul-violeta nociva
FILTRO UV DE CLASE 1	Si: bloquea al menos el 93% de la luz UVA y 99% de la luz UVB
CONTENIDO EN AGUA	75%
ESPELOR CENTRAL (-3.00D)	0.12
DK (ISO 9913-1-1998)	60
DK/T (-3.00D)	50
CoF	0.09
MÓDULO DE ELASTICIDAD	0.25
TINTE DE MANIPULACIÓN	VERDE
FORMATO	Pack de 3
PROCESO DE FABRICACIÓN	TORNEADA



¿Necesitas ayuda en la adaptación?

Consulta nuestra Guía de Adaptación en la Página 24 de este catálogo.

DISEÑO ÓPTICO



El diseño de la lente es variable en función de la potencia.

PONTE EN CONTACTO CON TU DELEGADO COMERCIAL PARA CONOCER MÁS DETALLES

T: 91 649 61 21

F: 91 639 00 18

E: mkservices@markennovy.com

markennovy