

LENTES DE CONTACTO MENSUALES

BRILLIANT

HIDROGEL DE SILICONA



Brilliant es una lente de contacto de hidrogel de silicona con un alto contenido en agua y baja deshidratación, con superficie de alta lubricidad (CoF = 0.09). Su gama seleccionada de parámetros ofrece a los pacientes con prescripciones estándar simultáneamente calidad visual y facilidad de uso durante todo el día.





PARÁMETROS

RADIOS (mm)	8.30 a 8.90 (0.30)
DIÁMETROS (mm)	14.50 a 15.00 (0.50)
ESFERAS (D)	-8.00 a +6.00 (0.25)
CILINDROS (D)	-0.75 a -2.75 (0.50)
EJES (°)	Todos (10°)
ADICIONES	0.50 a 2.50 (0.50) CD/CN


MATERIAL

TIPO	Filcon 5B (60) [75%]
CONTENIDO EN AGUA	75%
ESPELOR CENTRAL (-3.00D)	0.12
DK (ISO 9913-1-1998)	60
DK/T (-3.00D)	50
CoF	0.02
TINTE DE MANIPULACIÓN	AZUL
FILTRO UV CLASE 1	Sí: bloquea al menos el 93% de la luz UVA y 99% de la luz UVB
MÓDULO DE ELASTICIDAD	0.33
FORMATO	Pack de 3
PROCESO DE FABRICACIÓN	TORNEADA

DISEÑO ÓPTICO



El diseño de la lente es variable en función de la potencia.



¿Necesitas ayuda en la adaptación?

Consulta nuestra Guía de Adaptación en la Página 24 de este catálogo.

PONTE EN CONTACTO CON TU DELEGADO COMERCIAL PARA CONOCER MÁS DETALLES

T: 91 649 61 21

F: 91 639 00 18

E: mkservices@markennovy.com

markennovy