

# LENTILLES DE CONTACT MENSUELLES

## SAPHIR RX

INDIVIDUALLY CRAFTED

SILICONE HYDROGEL



**Saphir RX** est une lentille en silicone hydrogel caractérisée par une haute teneur en eau (garantie de confort), une faible déshydratation et une surface hautement lubrifiée (CoF = 0,09). Son faible module d'élasticité (0,29 Mpa) augmente le confort de la lentille tout en garantissant la qualité de la vision et une facile manipulation tout au long du cycle de vie de la lentille.


-  **SPHÉRIQUE**
-  **MULTIFOCALE**
-  **TORIQUE**
-  **MULTIFOCALE TORIQUE**

### PARAMÈTRES

<b>RAYONS DE COURBURE (mm)</b>	6.80 à 9.80 (0.30)
<b>DIAMÈTRES (mm)</b>	13.00 à 16.00 (0.50)
<b>SPHÈRE (D)</b>	±30.00 (0.25)
<b>CYLINDRES (D)</b>	-0.75 à -8.00 (0.25)
<b>AXES (°)</b>	Tous (1°)
<b>ADDITION</b>	0.50 à 4.00 (0.50) CD/CN

### MATÉRIAU





<b>TYPE</b>	Filcon 5B (60) [75%]
<b>TENEUR EN EAU</b>	75%
<b>ÉPAISSEUR CENTRALE (- 3,00 dpt)</b>	0.12
<b>DK (ISO 9913-1-1998)</b>	60
<b>DK/T (-3.00 D)</b>	48
<b>TEINTE DE MANIPULATION</b>	NON
<b>MODULE</b>	0.24
<b>BLOCAGE DES RAYONS UV</b>	NON
<b>FORMAT</b>	Boîte de 3 lentilles
<b>PROCESSUS DE FABRICATION</b>	TOURNAGE
<b>CoF</b>	0.09



### Besoin d'un conseil d'adaptation?

Consultez notre guide d'adaptation en page 24 de ce catalogue.

### DESIGN OPTIQUE



Les paramètres d'une lentille peuvent changer selon la puissance.

### CONTACTEZ VOTRE DÉLÉGUÉ COMMERCIAL POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Customer Care: T. 0800 91 52 73 F. 0800 91 53 90  
 International Customer Care: T. +34 916 496 124  
 E: mksservices@markennovy.com

**markennovy**