

# LENTILLES DE CONTACT MENSUELLES

## JADE

HYDROGEL



**Jade** est une lentille de contact souple mensuelle qui combine un filtre UV Classe 1 (> 99% des UVB et > 90% des UVA) et un filtre de blocage sélectif de la lumière bleue nocive (jusqu'à 14% du bleu violet). Fabriquée avec une technologie brevetée de micro précision, Jade offre une gamme de paramètres pour répondre à la plupart de vos prescriptions pour myopes et hypermétropes.

 SPHÉRIQUE

### PARAMÈTRES


RAYONS DE COURBURE (mm)	8.70
DIAMÈTRES (mm)	14.40
SPHÈRE (D)	-10.00 à +8.00 (0.50 entre ±6.00)

### MATÉRIAU

TYPE	Filcon 4 (18) [52%]
FILTRE DE BLOCAGE SÉLECTIF DE LA LUMIÈRE BLEUE NOCIVE	Oui - Filtre au moins 14% de la lumière bleue-violette nocive
FILTRE UV CLASSE 1	Oui - Filtre au moins 93% des rayons UVA et 99% de la lumière UVB
TENEUR EN EAU	52%
ÉPAISSEUR CENTRALE (- 3,00 dpt)	0.09
DK (ISO 9913-1-1998)	18
DK/T (-3.00 D)	22
TEINTE DE MANIPULATION	OUI (VERTE)
MODULE	0.47
FORMAT	Boîte de 6 lentilles
PROCESSUS DE FABRICATION	MOULAGE

### DESIGN OPTIQUE

#### SPHÉRIQUE



Les paramètres d'une lentille peuvent changer selon la puissance.

### CONTACTEZ VOTRE DÉLÉGUÉ COMMERCIAL POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Customer Care: T. 0800 91 52 73 F. 0800 91 53 90

International Customer Care: T. +34 916 496 124

E: mksservices@markennovy.com

**markennovy**