

# LENTILLES DE CONTACT MENSUELLES

## XTENSA

HYDROGEL






**Xtensa** est une lentille conçue à partir de notre propre et reconnu matériau en hydrogel. Cette lentille offre une gamme de paramètres fondamentaux pour répondre aux besoins des prescriptions sphériques, toriques et multifocales standard. Sa gamme torique est complétée par Xtensa RX pour les patients ayant des exigences astigmatiques en dehors du standard.

-  SPHÉRIQUE
-  MULTIFOCALE
-  TORIQUE

PARAMÈTRES	
RAYONS DE COURBURE (mm)	SPH, TOR 8.70 MF 8.60
DIAMÈTRES (mm)	SPH, TOR 14.40 MF 14.30
SPHÈRE (D)	SPH -10.00 à +8.00 (0.50 entre ±6.00) TOR -8.00 à +6.00 (0.50 entre +4.00/-6.00) MF ±10.00 (0.50 entre +4.00/-6.00)
CYLINDRES (D)	-0.75 à -2.75 (0.50)
AXES (°)	Tous (10°)
ADDITION	Low (1.00-1.50) / High (1.75-2.25) CN/CD

MATÉRIAU	
TYPE	Filcon 4 (19) [55%]
TENEUR EN EAU	55%
ÉPAISSEUR CENTRALE (- 3,00 dpt)	0.09
DK (ISO 9913-1-1998)	19
DK/T (-3.00 D)	22
TEINTE DE MANIPULATION	BLEUE
MODULE	0.47
BLOCAGE DES RAYONS UV	NON
FORMAT	Boîte de 6 lentilles
PROCESSUS DE FABRICATION	MOULAGE

### DESIGN OPTIQUE



Les paramètres d'une lentille peuvent changer selon la puissance.

### CONTACTEZ VOTRE DÉLÉGUÉ COMMERCIAL POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Customer Care: T. 0800 91 52 73 F. 0800 91 53 90  
International Customer Care: T. +34 916 496 124  
E: mkservices@markennovy.com

**markennovy**