

LENTILLES DE CONTACT TRIMESTRIELLES

SAPHIR

SILICONE HYDROGEL



Saphir garantit un port confortable et sain pour les patients habitués aux lentilles trimestrielles.

-  SPHÉRIQUE
-  MULTIFOCALE
-  TORIQUE
-  MULTIFOCALE TORIQUE






PARAMÈTRES

RAYONS DE COURBURE (mm)	6.80 à 9.80 (0.30)
DIAMÈTRES (mm)	13.00 à 16.00 (0.50)
SPHÈRE (D)	±30.00 (0.25)
CYLINDRES (D)	-0.75 à -8.00 (0.25)
AXES (°)	Tous (1°)
ADDITION	0.50 à 4.00 (0.50) CD/CN

MATÉRIAU

TYPE	FILCON 5B (60) [75%]
TENEUR EN EAU	75%
ÉPAISSEUR CENTRALE (- 3,00 dpt)	0.12
DK (ISO 9913-1-1998)	60
DK/T (-3.00 D)	48
TEINTE DE MANIPULATION	NON
MODULE	0.24
BLOCAGE DES RAYONS UV	NON
FORMAT	Boîte d'une ou deux lentilles
PROCESSUS DE FABRICATION	TOURNAGE
CoF	0.09

DESIGN OPTIQUE



Besoin d'un conseil d'adaptation?

Consultez notre guide d'adaptation en page 24 de ce catalogue.

Les paramètres d'une lentille peuvent changer selon la puissance.

CONTACTEZ VOTRE DÉLÉGUÉ COMMERCIAL POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Customer Care: T. 0800 91 52 73 F. 0800 91 53 90
International Customer Care: T. +34 916 496 124
E: mkservices@markennovy.com

markennovy