

# LENTILLES DE CONTACT MENSUELLES

## XTENSA RX

HYDROGEL



**Xtensa Rx** est une lentille mensuelle conçue à partir de notre propre et reconnu matériau en hydrogel. Cette lentille offre des cylindres jusqu' à -5,75D, ce qui permet une gamme de lentilles toriques moulées beaucoup plus large.

 **TORIQUE**


### PARAMÈTRES

RAYONS DE COURBURE (mm)	8.70
DIAMÈTRES (mm)	14.40
SPHÈRE (D)	±10.00 (0.50D à partir de +4.00/-6.00)
CYLINDRES (D)	-0.75 à -5.75 (0.50)
AXES (°)	Tous cil ≤ -2.75 (10°) cil > -2.75 (5°)

### MATÉRIAU

TYPE	Filcon 4 (19) [55%]
TENEUR EN EAU	55%
ÉPAISSEUR CENTRALE (- 3,00 dpt)	0.09
DK (ISO 9913-1-1998)	19
DK/T (-3.00 D)	22
TEINTE DE MANIPULATION	BLEUE
MODULE	0.47
BLOCAGE DES RAYONS UV	NON
FORMAT	Boîte de 3 lentilles
PROCESSUS DE FABRICATION	TOURNAGE

### DESIGN OPTIQUE



Les paramètres d'une lentille peuvent changer selon la puissance.

### CONTACTEZ VOTRE DÉLÉGUÉ COMMERCIAL POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Customer Care: T. 0800 91 52 73 F. 0800 91 53 90  
International Customer Care: T. +34 916 496 124  
E: [mkservices@markennovy.com](mailto:mkservices@markennovy.com)

**markennovy**