

# LENTILLES DE CONTACT TRIMESTRIELLES

## EQUILIBRIA

HYDROGEL



**Equilibria** est une alternative non silicone offrant d'excellentes propriétés de rétention d'eau et de résistance à la traction pour les patients habitués aux lentilles trimestrielles.

-  SPHÉRIQUE
-  MULTIFOCALE
-  TORIQUE
-  MULTIFOCALE TORIQUE

### PARAMÈTRES

<b>RAYONS DE COURBURE (mm)</b>	7.70 à 9.80 (0.30)
<b>DIAMÈTRES (mm)</b>	14.50
<b>SPHÈRE (D)</b>	SPH, TOR: ±30.00 (0.25) MF, MFT: ±23.00 (0.25)
<b>CYLINDRES (D)</b>	-0.75 à -8.00 (0.25)
<b>AXES (°)</b>	Tous (5°)
<b>ADDITION</b>	1.00 à 3.00 (0.50) CD/CN





### MATÉRIAU

<b>TYPE</b>	Filcon 2 (24) [59%]
<b>TENEUR EN EAU</b>	59%
<b>DK (ISO 9913-1-1998)</b>	24
<b>TEINTE DE MANIPULATION</b>	BLEUE
<b>MODULE</b>	0.31
<b>FORMAT</b>	Boîte d'une ou deux lentilles
<b>PROCESSUS DE FABRICATION</b>	TOURNAGE
<b>CoF</b>	1.17

### Calcul de la lentille

LØ (mm)	14.50
RC (mm)	7.70 - 9.80
RÈGLE D'ADAPTATION $K_m = (K1+K2)/2$	0.8

### DESIGN OPTIQUE



Les paramètres d'une lentille peuvent changer selon la puissance.

### CONTACTEZ VOTRE DÉLÉGUÉ COMMERCIAL POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Customer Care: T. 0800 91 52 73 F. 0800 91 53 90  
International Customer Care: T. +34 916 496 124  
E: mkservices@markennovy.com

**markennovy**