

LENTILLES DE CONTACT TRIMESTRIELLES

QUATTRO

HYDROGEL



Quattro fournit une correction sphérique, torique et multifocale en plusieurs diamètres pour les patients habitués aux lentilles trimestrielles.

-  SPHÉRIQUE
-  MULTIFOCALE
-  TORIQUE

PARAMÈTRES

RAYONS DE COURBURE (mm) SPH, TOR: 7.70 à 9.80 (0.30) (Ø 14.50)
MF: 8.00 à 9.00 (0.20) (Ø 14.00)
SPH, TOR: 7.10 à 9.20 (0.30) (Ø13.00)

DIAMÈTRES (mm) SPH, TOR: 13.00 & 14.50

SPHÈRE (D) MF: 14.00
SPH, TOR: ±30.00 (0.25)
MF: -12.00 à +8.00 (0.25)*
Tous (5°)

CYLINDRES (D) -0.75 à -8.00 (0.25)

AXES (°) Tous (5°)

ADDITION




	SPH +	SPH -
A	1.00 CN	1.00 CD
B	1.75 CN	2.00 CD
C	2.50 CN	3.00 CD

*excl. entre ±0.75

MATÉRIAU

TYPE Filcon 1 (15) [49%]
TENEUR EN EAU 49%
DK (ISO 9913-1-1998) 15
TEINTE DE MANIPULATION BLEUE
MODULE 0.24
FORMAT Boîte d'une ou deux lentilles
PROCESSUS DE FABRICATION TOURNAGE
CoF 0.42

DESIGN OPTIQUE



Les paramètres d'une lentille peuvent changer selon la puissance.

CONTACTEZ VOTRE DÉLÉGUÉ COMMERCIAL POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Customer Care: T. 0800 91 52 73 F. 0800 91 53 90

International Customer Care: T. +34 916 496 124

E: mksservices@markennovy.com

markennovy