


HEBDOMADAIRE

SEVEN

HYDROGEL




Seven est une lentille hebdomadaire en hydrogel. Cette lentille est fabriquée avec notre système breveté de moulage de micro-précision et offre une gamme de paramètres standard.

-  SPHÉRIQUE
-  MULTIFOCALE
-  TORIQUE

PARAMÈTRES	
RAYONS DE COURBURE (mm)	SPH, TOR 8.70 MF 8.60
DIAMÈTRES (mm)	SPH, TOR 14.40 MF 14.30
SPHÈRE (D)	SPH -10.00 à +8.00 (0.50 à partir de ±6.00) TOR -8.00 à +6.00 (0.50 à partir de +4.00/-6.00) MF ±10.00 (0.50 à partir de +4.00/-6.00)
CYLINDRES (D)	-0.75 à -2.75 (0.50)
AXES (°)	Tous (10°)
ADDITION	CN +1,25/+2,25 CD +1,50/+2,50

MATÉRIAU	
TYPE	Filcon 4 (19) [55%]
TENEUR EN EAU	55%
ÉPAISSEUR CENTRALE (- 3,00 dpt)	0.10
DK (ISO 9913-1-1998)	19
DK/T (-3.00 D)	19
TEINTE DE MANIPULATION	BLEUE
BLOCAGE DES RAYONS UV	NON
FORMAT	Boîte de 12 lentilles
PROCESSUS DE FABRICATION	MOULAGE



Les paramètres d'une lentille peuvent changer selon la puissance.

CONTACTEZ VOTRE DÉLÉGUÉ COMMERCIAL POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Customer Care: T. 0800 91 52 73 F. 0800 91 53 90
International Customer Care: T. +34 916 496 124
E: mksservices@markennovy.com

markennovy