


LENTILLES DE CONTACT JOURNALIÈRES

INDIGO

HYDROGEL



IndiGO est la première lentille de contact souple journalière qui combine un filtre UV de classe I et un filtre de blocage sélectif de la lumière bleue nocive. Ceux-ci protègent l'œil contre les rayons UVB, UVA et la lumière bleue-violette provenant du soleil, de l'éclairage LED et des appareils numériques. Fabriquée avec notre technologie de micro-précision brevetée, IndiGO offre non seulement aux patients myopes et hypermétropes une protection contre les UV et la lumière bleue-violette nocive mais aussi une vision stable et un excellent confort durant toute la journée.

☉ SPHÉRIQUE


PARAMÈTRES

RAYONS DE COURBURE (mm)	8.70
DIAMÈTRES (mm)	14.40
SPHÈRE (D)	-10.00 à +8.00 (0.50 entre ± 6.00)

MATÉRIAU

TYPE	Filcon 4 (18) [52%]
FILTRE DE BLOCAGE SÉLECTIF DE LA LUMIÈRE BLEUE NOCIVE	Oui - Filtre au moins 14% de la lumière bleue-violette nocive
FILTRE UV CLASSE 1	Oui - Filtre au moins 93% des rayons UVA et 99% de la lumière UVB
TENEUR EN EAU	52%
ÉPAISSEUR CENTRALE (-3,00 dpt)	0.09
DK (ISO 9913-1-1998)	18
DK/T (-3.00 D)	22
TEINTE DE MANIPULATION	OUI (VERTE)
MODULE	0.47
FORMAT	Boîte de 15 et 30 lentilles
PROCESSUS DE FABRICATION	MOULAGE

DESIGN OPTIQUE



Les paramètres d'une lentille peuvent changer selon la puissance.

CONTACTEZ VOTRE DÉLÉGUÉ COMMERCIAL POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Customer Care: T. 0800 91 52 73 F. 0800 91 53 90
International Customer Care: T. +34 916 496 124
E: mkservices@markennovy.com

markennovy