

LENTILLES DE CONTACT MENSUELLES

XTENSA RX

HYDROGEL







-  SPHÉRIQUE
-  MULTIFOCALE
-  TORIQUE
-  MULTIFOCALE TORIQUE

PARAMÈTRES

RAYONS DE COURBURE (mm)	SPH, MF : 8.50 TOR, MFT : 8.70
DIAMÈTRE (mm)	14.40
SPHÈRES (D)	SPH ± 30.00 (0.50 à partir de ± 6.00) TOR, MF, MFT ± 30.00 (0.50 à partir de +4.00/-6.00)
CYLINDRES (D)	-0.75 à -7.75 (0.50)
AXES (°)	Tous (5°)
ADDITION	CN +1.25/+2.25 CD +1.50/+2.50

DESIGN OPTIQUE



Les paramètres d'une lentille peuvent changer selon la puissance.

CONTACTEZ VOTRE DÉLÉGUÉ COMMERCIAL POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Customer Care: T. 0800 91 52 73 F. 0800 91 53 90
International Customer Care: T. +34 916 496 124
E: mksservices@markennovy.com

markennovy