

INDIVIDUALLY CRAFTED

Le nostre lenti morbide personalizzate offrono la più ampia gamma di opzioni disponibili



Saphir Rx è una lente in silicone hydrogel caratterizzata da un alto contenuto d'acqua ed una bassa disidratazione, con una superficie ad alta lubricità (CoF = 0,09). Il suo basso modulo di elasticità (0,29 Mpa) migliora il comfort della lente, garantendo allo stesso tempo qualità visiva e facilità di manipolazione per tutto il ciclo di vita della lente.

Per maggiori informazioni, contatte il Customer Care

Customer Care: T. 800 719 481
Customer Care: F. 800 719 427
Chiamate internazionali: +34 91 649 61 26
ordini@markennovy.com

| | |
|-------------------------------|---|
| RICAMBIO | Mensile |
| CONFEZIONE | Confezione da 3 o 6 |
| GEOMETRIA | ☉ Sferica ⌒ Torica ☉ Multifocale ⌒ Multifocale torica |
| CARATTERISTICHE DEL MATERIALE | Silicone Hydrogel 75% H ₂ O Dk 60 MPa 0.29 CoF 0.09 Disidratazione 1% Tinta di Visibilità Si |
| PARAMETRI | CB (mm) 6.80 a 9.80 (0.30) Ø (mm) 13.00 a 16.00 (0.50) SF (D) ±30.00 (0.25) CIL (D) -0.75 a -8.00 (0.25) ASSI (°) Tutti (1°) ADD (D) 0.50 a 4.00 (0.50) DESIGN MF CD - CN |




Precisi consigli applicativi a portata di mano [markennovy.com/online-fitting-calculator](https://www.markennovy.com/online-fitting-calculator)

Inspire your eyes
markennovy

LA NOSTRA DIFFERENZIAZIONE



Focalizzati esclusivamente sul professionista della visione




Un'eccezionale combinazione
di parametri geometrie e materiali



Customer Care composto da Ottici Optometristi



Individually Yours



Spedizione veloce - lenti diagnostiche spedite entro 72 ore

Per maggiori informazioni, contatte il Customer Care

Customer Care: T. 800 719 481

Customer Care: F. 800 719 427

Chiamate internazionali: +34 91 649 61 26

ordini@markennovy.com