

INDIVIDUALLY CRAFTED

Le nostre lenti morbide personalizzate offrono la più ampia gamma di opzioni disponibili



Gentle 59 è una lente a contatto bio-ispirata in Hydrogel, disegnata per imitare le proprietà naturali della cornea. Combina un'alta lubricità di superficie (Cof 0.05) ad una bassa disidratazione (< 1%) per un eccellente comfort. Il suo modulo di elasticità (0.36 Mpa) è stato attentamente calibrato per ottenere un'ottima manipolazione e qualità della visione durante il ciclo di vita della lente senza ridurre il comfort e la salute oculare.

Per maggiori informazioni, contatte il Customer Care

Customer Care: T. 800 719 481
Customer Care: F. 800 719 427
Chiamate internazionali: +34 91 649 61 26
ordini@markennovy.com

RICAMBIO	Mensile
CONFEZIONE	Confezione da 3 o 6
GEOMETRIA	<ul style="list-style-type: none">⊙ Sferica○ Torica⊙ Multifocale⊙ Multifocale torica
CARATTERISTICHE DEL MATERIALE	<ul style="list-style-type: none">Ori:gen TechnologyUV Blocking59% H₂ODk 30MPa 0.36CoF 0.05Disidratazione < 1%Tinta di Visibilità Si
PARAMETRI	<ul style="list-style-type: none">CB (mm) 7.10 a 9.80 (0.30)Ø (mm) 13.00 a 16.00 (0.50)SF (D) ±30.00 (0.25)CIL (D) -0.75 a -8.00 (0.25)ASSI (°) Tutti (1°)ADD (D) 0.50 a 4.00 (0.50)DESIGN MF CD - CN




Precisi consigli applicativi a portata di mano [markennovy.com/online-fitting-calculator](https://www.markennovy.com/online-fitting-calculator)

Inspire your eyes
markennovy

LA NOSTRA DIFFERENZIAZIONE



Focalizzati esclusivamente sul professionista della visione




Un'eccezionale combinazione
di parametri geometrie e materiali



Customer Care composto da Ottici Optometristi



Individually Yours



Spedizione veloce - lenti diagnostiche spedite entro 72 ore

Per maggiori informazioni, contatte il Customer Care

Customer Care: T. 800 719 481

Customer Care: F. 800 719 427

Chiamate internazionali: +34 91 649 61 26

ordini@markennovy.com