

BLU:KIDZ

INDIVIDUALLY CRAFTED

SILICONE HYDROGEL



Blu:kidz è una lente in silicone hydrogel che combina un filtro UV di Classe 1 con un filtro selettivo della luce blu per proteggere l'occhio da oltre il 99% dei raggi UVB, il 93% dei raggi UVA e il 14% della luce blu-violetto nociva. La sua gamma di diametri adatta ai bambini ne permette l'applicazione anche sugli occhi più piccoli, mentre la tinta di visibilità verde, l'alto contenuto d'acqua e il materiale a bassa disidratazione garantiscono miglior facilità di manipolazione e maggior comfort: perfetta per chi si avvicina alle lenti a contatto per la prima volta.







PARAMETRI

CURVA BASE (mm)	6.50 a 9.80 (0.30)
DIAMETRO (mm)	11.50 a 16.50 (0.50)
SFERA (D)	±30.00 (0.25)
CILINDRO (D)	-0.75 a -8.00 (0.25)
ASSE (°)	Tutti (1°)
ADDIZIONE	0.50 a 4.00 (0.25)

MATERIALE


TIPO	Filcon 5B (60) [75%]
SELECTIVE BLUE BLOCKING FILTER	Si - filtra oltre il 14% della luce blu-violetto nociva
FILTRO UV CLASSE 1	Si - filtra oltre il 93% di UVA e il 99% di UVB
CONTENUTO D'ACQUA	75%
SPESSORE CENTRALE (-3,00 dpt)	0.12
DK (ISO 9913-1-1998)	60
DK/T (-3.00 D)	50
TINTA DI VISIBILITÀ	Si (Verde)
MODULO	0.23
CONFEZIONE DA	3 o 6
PROCESSO DI PRODUZIONE	TORNITURA
CoF	0.09

GEOMETRIA



Disegno Asferico
Superficie esterna
Potere per lontano
Potere intermedio
Potere per vicino costante
Geometria CN
Disponibile anche in Geometria CD

Disegno Asferico
Superficie esterna
Potere per vicino
Potere intermedio
Potere per lontano costante
Geometria CD
Disponibile anche in Geometria CN



Hai bisogno di consigli per l'applicazione?

Consulta la nostra guida applicativa alla pagina 24 di questo catalogo

La geometria della lente può cambiare a seconda del potere

CONTATTI IL SUO BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

T. 800 719 481
F. 800 719 427
I. +34 91 649 61 26
E. ordini@markennovy.com
www.markennovy.com