

## JADE

HYDROGEL



**Jade** è una lente a contatto morbida mensile che combina un filtro UV di classe 1 ad un filtro selettivo per la luce blu, protegge gli occhi dalle radiazioni filtrando il 99% degli UVB, il 90% UVA e il 14% della luce blu-violetta. Prodotta con la nostra brevettata micro-precision technology, che consente flessibilità nei design al di là degli standard degli Hydrogel. Jade offre un range di parametri per soddisfare le prescrizioni sferiche.




### PARAMETRI

<b>CURVA BASE (mm)</b>	8.70
<b>DIAMETRO (mm)</b>	14.40
<b>SFERA (D)</b>	-10.00 a +8.00 (0.50 dopo il $\pm 6.00$ )

### MATERIALE

<b>TIPO</b>	Filcon 4 (18) [52%]
<b>SELECTIVE BLUE BLOCKING FILTER</b>	Si - filtra oltre il 14% della luce blu-violetto nociva
<b>FILTRO UV CLASSE 1</b>	Si - filtra oltre il 93% di UVA e il 99% di UVB
<b>CONTENUTO D'ACQUA</b>	52%
<b>SPESSORE CENTRALE (-3,00 dpt)</b>	0.09
<b>DK (ISO 9913-1-1998)</b>	18
<b>DK/T (-3.00 D)</b>	22
<b>TINTA DI VISIBILITÀ</b>	VERDE
<b>MODULO</b>	0.47
<b>CONFEZIONE DA</b>	3 o 6
<b>PROCESSO DI PRODUZIONE</b>	STAMPAGGIO

### GEOMETRIA



La geometria della lente può cambiare a seconda del potere

### CONTATTI IL SUO BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

T. 800 719 481  
 F. 800 719 427  
 I. +34 91 649 61 26  
 E. ordini@markennovy.com  
 www.markennovy.com