

TRIMESTRALI

SAPHIR

SILICONE HYDROGEL



Le **Saphir** sono lenti a contatto sicure e confortevoli per quei portatori abituati alle trimestrali.



PARAMETRI	
CURVA BASE (mm)	6.80 a 9.80 (0.30)
DIAMETRO (mm)	13.00 a 16.00 (0.50)
SFERA (D)	± 30.00 (0.25)
CILINDRO (D)	-0.75 a -8.00 (0.25)
ASSE (°)	Tutti (5°)
ADDIZIONE	0.50 a 4.00 (0.50) CD/CN





MATERIALE	
TIPO	Filcon 5B (60) [75%]
CONTENUTO D'ACQUA	75%
SPESSORE CENTRALE (-3,00 dpt)	0.12
DK (ISO 9913-1-1998)	60
DK/T (-3.00 D)	48
TINTA DI VISIBILITÀ	NO
MODULO	0.24
UV BLOCKING	NO
CONFEZIONE DA	SINGOLA O DA 2
PROCESSO DI PRODUZIONE	TORNITURA
CoF	0.09



Hai bisogno di consigli per l'applicazione?

Consulta la nostra guida applicativa alla pagina 24 di questo catalogo

GEOMETRIA



La geometria della lente può cambiare a seconda del potere

CONTATTI IL SUO BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

T. 800 719 481
F. 800 719 427
I. +34 91 649 61 26
E. ordini@markennovy.com
www.markennovy.com

markennovy