

# TRIMESTRALI

## EQUILIBRIA

HYDROGEL



**Equilibria** è l'alternativa non silconica, con eccellenti proprietà di ritenzione idrica e resistenza alla trazione, per i portatori abituati al ricambio trimestrale delle lenti.

-  **SFERICA**
-  **MULTIFOCALE**
-  **TORICA**
-  **MULTIFOCALE TORICA**

### PARAMETRI

<b>CURVA BASE (mm)</b>	7.70 a 9.80 (0.30)
<b>DIAMETRO (mm)</b>	14.50
<b>SFERA (D)</b>	SFE, TOR: $\pm 30.00$ (0.25) MF, MFT: $\pm 23.00$ (0.25)
<b>CILINDRO (D)</b>	-0.75 a -8.00 (0.25)
<b>ASSE (°)</b>	Tutti (5°)
<b>ADDIZIONE</b>	1.00 a 3.00 (0.50) CD/CN





### MATERIALE

<b>TIPO</b>	Filcon 2 (24) [59%]
<b>CONTENUTO D'ACQUA</b>	59%
<b>DK (ISO 9913-1-1998)</b>	24
<b>TINTA DI VISIBILITÀ</b>	BLU
<b>MODULO</b>	0.31
<b>CONFEZIONE DA</b>	SINGOLA O DA 2
<b>PROCESSO DI PRODUZIONE</b>	TORNITURA
<b>CoF</b>	1.17

### Calcola la lente

<b>LØ (mm)</b>	14.50
<b>CB (mm)</b>	7.70 - 9.80
<b>REGOLA DI APPLICAZIONE</b>	0.8
<b><math>K_m = (K1+K2)/2</math></b>	

### GEOMETRIA



La geometria della lente può cambiare a seconda del potere

### CONTATTI IL SUO BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

T. 800 719 481  
 F. 800 719 427  
 I. +34 91 649 61 26  
 E. ordini@markennovy.com  
 www.markennovy.com

**markennovy**