

# RIMPIAZZO SETTIMANALI

## SEVEN

HYDROGEL



**Seven** è la nostra lente a ricambio settimanale prodotta con il nostro collaudato materiale idrogel. È fabbricata con la nostra tecnologia di micro precisione brevettata e offre una vasta gamma di parametri.




### PARAMETRI

<b>CURVA BASE (mm)</b>	SFE, TOR 8.70 MF 8.60
<b>DIAMETRO (mm)</b>	SFE, TOR 14.40 MF 14.30
<b>SFERA (D)</b>	ESF -10.00 a +8.00 (0.50 dopo il ±6.00) TOR -8.00 a +6.00 (0.50 dopo il +4.00/-6.00) MF ±10.00 (0.50 dopo il +4.00/-6.00)
<b>CILINDRO (D)</b>	-0.75 a -2.75 (0.50)
<b>ASSE (°)</b>	Tutti (10°)
<b>ADDIZIONE</b>	CN +1,25/+2,25 CD +1,50/+2,50

### MATERIALE

<b>TIPO</b>	Filcon 4 (19) [55%]
<b>CONTENUTO D'ACQUA</b>	55%
<b>SPESSORE CENTRALE (- 3,00 dpt)</b>	0.10
<b>DK (ISO 9913-1-1998)</b>	19
<b>DK/T (-3.00 D)</b>	19
<b>TINTA DI VISIBILITÀ</b>	BLU
<b>UV BLOCKING</b>	NO
<b>CONFEZIONE DA</b>	12
<b>PROCESSO DI PRODUZIONE</b>	STAMPAGGIO

### GEOMETRIA



La geometria della lente può cambiare a seconda del potere

**CONTATTI IL SUO BUSINESS DEVELOPMENT  
MANAGER PER ULTERIORI INFORMAZIONI:**

T. 800 719 481  
F. 800 719 427  
I. +34 91 649 61 26  
E. ordini@markennovy.com  
www.markennovy.com

**markennovy**