


INDIGO

HYDROGEL



IndiGO è la prima lente a contatto morbida a ricambio giornaliero che combina un filtro UV di classe I e un blocco selettivo della luce blu, proteggendo l'occhio dai raggi UVB, UVA e blu-viola provenienti dal sole, dall'illuminazione a LED ambientale e dai dispositivi digitali. Prodotta con la nostra tecnologia brevettata di micro-precisione, IndiGO non solo fornisce ai portatori miopi e ipermetropi protezione dai raggi UV e dalla luce blu-violetta, ma consente anche una visione stabile e un eccellente comfort durante tutta la giornata.




PARAMETRI

CURVA BASE (mm)	8.70
DIAMETRO (mm)	14.40
SFERA (D)	-10.00 a +8.00 (0.50 dopo il ± 6.00)

MATERIALE

TIPO	Filcon 4 (18) [52%]
SELECTIVE BLUE BLOCKING FILTER	Sì - filtra oltre il 14% della luce blu-violetta nociva
FILTRO UV CLASSE 1	Sì - filtra oltre il 93% di UVA e il 99% di UVB
CONTENUTO D'ACQUA	52%
SPESSORE CENTRALE (- 3,00 dpt)	0.09
DK (ISO 9913-1-1998)	18
DK/T (-3.00 D)	20
TINTA DI VISIBILITÀ	VERDE
MODULO	0.47
CONFEZIONE DA	15 o 30
PROCESSO DI PRODUZIONE	STAMPAGGIO

GEOMETRIA



La geometria della lente può cambiare a seconda del potere

CONTATTI IL SUO BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

T. 800 719 481
 F. 800 719 427
 I. +34 91 649 61 26
 E. ordini@markennovy.com
 www.markennovy.com