

MAANDLENS


SAPHIR RX

INDIVIDUALLY CRAFTED

SILICONE HYDROGEL



Saphir RX is een lens die aan alle behoeften voldoet. Deze contactlens is geschikt omdat het alle voordelen van een standaardens heeft en daarbij een breed scala aan aanpassingsmogelijkheden biedt. Een compromis is hier niet nodig. SaphirRx heeft alle positieve eigenschappen van de nieuwste generatie silicone hydrogel lenzen. Dankzij het hoge watergehalte en randafwerking is het dragen van deze lens zeer aangenaam. Bovendien is de 100% transparantie van deze lens een extra pluspunt als u de oogkleur niet wilt beïnvloeden. De SaphirRx is goed geschikt voor drogere ogen met een normale traanfilm.







PARAMETERS

BASIS CURVE (mm)	6.80 tot 9.80 (0.30)
DIAMETER (mm)	13.00 tot 16.00 (0.50)
SFERISCHE STERKTES (D)	±30.00 (0.25)
CILINDER (D)	-0.75 tot -8.00 (0.25)
AS (°)	Alle (1°)
ADDITIE	0.50 tot 4.00 (0.50) CD/CN

MATERIAAL


TYPE	Filcon 5B (60) [75%]
WATERGEHALTE	75%
CENTRALE DIKTE (- 3,00 dpt)	0.12
DK (ISO 9913-1-1998)	60
DK/T (-3.00 D)	48
HANDLINGS TINT	NEE
MODULUS	0.24
UV FILTER	NEE
VERPAKKINGS GROOTTE	3 & 6-pack
PRODUCTIEPROCES	LATHED
CoF	0.09

LENSONTWERPEN



Asferisch Buitenoppervlak
Veraf sterkte
Tussengebied sterkte (HD)
Verte sterkte
CD Ontwerp
Ook beschikbaar in CN ontwerp

Asferisch Buitenoppervlak
Nabij sterkte (HD)
Tussengebied sterkte (HD)
Verte sterkte (HD)
CD Ontwerp
Ook beschikbaar in CN ontwerp



Wilt u hulp met het aanpas advies?

Ga naar pagina 24 van deze catalogus.

De parameters van het lensontwerp kunnen afhankelijk van de sterkte variëren.

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET UW ACCOUNT MANAGER:

Customer Care NL: 0800 023 2029
Customer Care BE: 0800 799 18
E: klantenservice@markennovy.com

markennovy